

★注目製品!! 大特価 この機会にぜひご検討ください!

# 遠心機

## Centrifuge

### Sorvall ST 8FR

08月-12月  
Aug-DecThermo Fisher  
SCIENTIFICNEW ST 8FR  
床置きモデル  
Made for Japan

キャンペーン期間

: 2020年8月18日(火) ~ 2020年12月28日(月)



価格 ¥ お問い合わせください

カタログ No	製品名	定価
75007206	Sorvall ST 8FR	¥780,000-

\*ローターは別売です。裏面をご覧ください。



❖仕様

		ST 8FR
スイングローター	最大容量	4×145mL (TX-150使用時)
	最大遠心力	3,260×g (TX-150使用時)
	最高回転数	4,500rpm (TX-150使用時)
	最低回転数	300rpm
固定角ローター	最大容量	6×50mL (HIGHConic III使用時)
	最大遠心力	30,279×g (MicroClick 24使用時)
	最高回転数	17,850rpm (MicroClick 24使用時)
	最低回転数	300rpm
コントロールシステム		マイクロプロセッサ
冷却機能		○
温度設定範囲		-10~+40℃
ドライブシステム		ダイレクト、ブラシレスインダクションドライブ
ローターロックシステム		Auto-Lock
インバランス検知		SMARTSpin
プログラム		99プロトコル (3ダイレクトアクセスキー、プログラム名入力、パスワードプロテクション)
パルスラン		標準装備
加速/減速設定		2/2 (標準、ソフト)
遠心チャンバー材質		ステンレススチール
タイマー設定レンジ		10sec~99hrs59min、Hold
ノイズレベル		56dBA (すべてのローター) <52dBA (Micro Click24)
その他機能		ClickSeal生物封込バケットリッド、多言語
電源		100V、50/60Hz
消費電力		850W
サイズ (ドアオープン時)		W460×D530×H825 * mm (H1,205mm)
重量		87kg
適合規格		IEC 61010-1、IEC 61010-2-020、IVD、Biosafety
認証		生物封込認証



ST 8FR の遠心機と組み合わせてご購入を！

セット	カタログNo.	製品名	最大容量 本×ml	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (×g)	価格
1	75005761	TX-150ハイキャパシティーセルカルチャーパッケージ TX-150スイングローター (75005701) 50mLコニカルバケット (75005703) アダプタ15mLコニカル用 (75005808) ×4セット	8×50 コニカル	4,500	3,260	¥260,000
2	75005706	M10(マイクロ)プレート用(スイングバケット)ローター	4×MP 2×DW	4,400	2,576	¥147,000
	75005723	プレートキャリア (シーリングキャップ取付不可) 2個 プレート高さ<33mm				¥63,000
	75005721	シールドプレートキャリア (シーリングキャップ付き) 2個 プレート高さ<33mm				¥158,000
3	75005600	MT-12(マイクロチューブ高速)スイングバケットローター	12×2	13,000	16,438	¥252,000
4	75005709	HIGHConic III固定角ローター50mLコニカルチューブ	6×50 コニカル	9,500	12,108	¥231,000
	75005808	アダプター 15mLコニカル 2個	6×15	—	—	¥36,000
5	75005765	MicroClick 18x5mL固定角ローター	18×5	14,000	22,351	¥158,000
6	75005715	MicroClick 24x2mL固定角ローター	24×1.5/2	17,850	30,279	¥126,000
7	75005719	MicroClick 30x2mL (ClickSeal)固定角ローター	30×1.5/2	14,000	21,694	¥147,000
8	75003602	Microliter 48x2mL シールドローター	48×1.5/2	12,900	18,233	¥190,000
9	75005720	8x8 PCR(チューブ用)固定角(ストリップ)ローター	8×8連PCR	15,000	17,860	¥126,000
10	75005701	TX-150スイングバケットローター	4×145	4,500	3,260	¥105,000
	75005702	TX-150ラウンドバケット 4個				¥63,000
	75005707	(シーリングリッド) TX-150ラウンドバケット用 シーリングリッド 4個	—	—	—	¥36,000
	75005736	アダプター 50mLコニカル 4個	4×50	—	—	¥36,000
	75005737	アダプター 15mLコニカル / 11mL IVF用 4個	8×15	—	—	¥36,000
	75005760	TX-150セルカルチャーパッケージ TX-150ローター (75005701) ラウンドバケット (75005702) アダプター50mLコニカル用 (75005736)	4×50	4,500	3,260	¥180,000
	75005762	TX-150クリニカルパッケージ TX-150ローター (75005701) ラウンドバケット (75005702) TX-150ラウンドバケット用ClickSeal (75005707) アダプター5 / 7mL採血管用 (75005739) アダプター10mL採血管用 (75003504)	24×7/5	4,500	3,260	¥280,000
11	75005704	TX-100Sクリニカルバケットスイングローター(+バケット)シールドキャリア付属 (8本x15mL) (シール有)	8×15	4,500	3,260	¥200,000
12	75005705	TX-100クリニカルスイングバケットローター キャリア付属(16本x15mL) (シール無)	16×15	4,500	3,260	¥158,000
13	75003694	8x50mL個別シールド(アングル)ローター	8×50	5,600	5,014	¥189,000
14	75003623	CLINIConic (30x15mL アングル)固定角ローター	30×15	4,400	3,030	¥150,000
15	75005733	(Hematocrit)ヘマトクリットローター	24キャピラリ	13,300	16,810	¥126,000

上記以外のアダプター詳細情報はお問い合わせください

\* 希望販売価格は 2020 年 8 月現在の価格であり、予告なく変更する場合がございます。価格には消費税が含まれておりません。