

フレグジャーズ キャンペーン 2017

2017
Vol.35

GILSON®

実施期間

2017年4月～6月末まで

GILSON®



ピペットマン、チップ、アクセサリがセットになったお得なキットです。ピペットマンL、ピペットマンネオ、ピペットマンPシリーズの各種キットを取り揃えております。

PIPETMAN P



スターターキットには、P-20/P-200/P-1000が各1本ずつ含まれています。

ピペットマン P・スターターキット


希望小売価格
¥93,000



Cat.No F167300

キャンペーン価格

¥74,400



品名	モデル	規格	数量
ピペットマン	P-20	2 μ L ~ 20 μ L	1本
	P-200	50 μ L ~ 200 μ L	1本
	P-1000	200 μ L ~ 1000 μ L	1本
ダイヤモンドチップ	D200T	Tipack(96本入ボックス)	1個
	D1000T	Tipack(96本入ボックス)	1個
ピペットハンガー	SINGLES	1本掛	3個
M.L.H. ガイドブック			1冊

電動ピペットマン

連続分注モードにおいて精度保証した初のピペット

NEW

pipetman® m



シングルチャンネルモデル

希望小売価格 ¥73,000

10 μ L ~ 10mL までのモデル
がございます。

モデル一覧

P10M / P20M / P100M
P200M / P300M / P1200M
P5000M / P10mL M

マルチチャンネルモデル


希望小売価格

8連モデル ¥128,000

希望小売価格

12連モデル ¥143,000

連続分注モードにおいて精度保証 (ISO 8655)



P300Mと純正チップを使用して連続分注モードで10 μ Lを10回ピペッティングした際のシステムティックエラー (GILSON 社提供)

モデル一覧: P8 P12
10M / 20M / 100M
200M / 300M / P1200M

半 GILSON® フィルターチップでさらにクリーンな実験を！

実施期間

2017年4月～6月末まで

ギルソン社ダイヤモンドチップ


フィルターチップ / きれいなチップ

pipetman® TIPS DIAMOND



ギルソン社のフィルターチップ

ギルソン社のフィルターチップは、ピペット使用中に発生する直径1μmほどのエアロゾルに対して、高いフィルター効率を持っています。また、フィルターには、シール材のような汚れの原因となるようなものは使っていません。



P-2/P-10用チップ DL10/DFL10

P-2/P-10用チップ DL10/DFL10は、0.2～10μLのような超微量での精度を保證すると同時に、ピペット使用中にチップホルダーに汚れが付着することを防止できるよう、チップ装着部分を長くしてあります。チップイジェクターは従来のチップとロングチップDL10/DFL10に対応する、デュアルポジションチップイジェクターです。



Blister Pack プリスターパック



※プリスターパックご使用の際は、別売のエンプティボックスが必要です。

<エンプティボックス>

- DL10-D300用 (F171204) 2個入り
- D1000用 (F171504) 2個入り



Tipack™ ティパック

96フォーマットのラックボックス10個のプレアッセンブルパックです。



Gilson社ダイヤモンドフィルターチップ価格表

モデル	容量範囲	Blister Pack (96x10ラック入り)	Tipack (96x10ボックス入り)
DF10	0.1～10μL	—	F171103 ¥12,000
DFL10	0.1～10μL	F172203 ¥11,000	F171203 ¥12,000
DF30	2～30μL	F172303 ¥9,600	F171303 ¥11,000
DF100	10～100μL	F172403 ¥9,600	F171403 ¥11,000
DF200	20～200μL	F172503 ¥9,600	F171503 ¥11,000
DF300	20～300μL	F172703 ¥10,500	F171603 ¥11,000
DF1000	100～1000μL	F172603 ¥11,400	F171703 ¥12,600
DF1200	100～1200μL	—	F171803 ¥12,600



技術と信頼でライフサイエンスの明日を担う

和研薬株式会社
WAKENYAKU CO., LTD.

Home page : <http://www.wakenhd.co.jp>

本社営業部 〒606-8171 京都市左京区一乗寺西水干町17番地
TEL(075)721-8111/FAX(075)721-8189
京阪営業部 〒610-0343 京都府京田辺市大住池ノ端66番地5
TEL(0774)65-2521/FAX(0774)65-2557
滋賀営業部 〒525-0029 滋賀県草津市下笠町945番地1
TEL(077)568-2481/FAX(077)568-2410
神戸営業部 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目2番5
TEL(078)306-6060/FAX(078)306-6070
大阪営業部 〒562-0035 大阪府箕面市船場東1丁目12-8
TEL(072)749-5200/FAX(072)749-5230