



GeneAmp® PCR System 9700

Thermo Fisher
SCIENTIFIC

今回は
サーマルサイクラーです！

サーマルサイクラー

買い替え応援キャンペーン！！

永らくお客様にご愛用頂きました、GeneAmp® PCR システム 9700 シリーズが、2015 年 03 月末をもって販売終了となっております。1997 年の販売から多くのお客様にご愛用頂き誠にありがとうございます。今回は、サポートが終了してしまう前の弊社からご提案として、後継機種である「Veriti サーマルサイクラー」を特別価格でご提供させていただきます。9700 は現在もサポートは継続しております。装置の故障の有無に関係なく、9700 ユーザー様へ感謝の気持ちを込めてご提案致します。この機会に、サーモの新しいサーマルサイクラーも合わせてご検討ください。



サポート継続期間
2021 年 03 月 31 日 (水) まで

GeneAmp PCR システム 9700 シリーズ

買い替えの
チャンスです！



Veriti サーマルサイクラー

参考価格 ¥1,050,000

買い替え応援価格は
弊社までお問合せください！

9700 をお持ちの方は今がチャンス！

～ 2018 年 12 月 28 日 (金) 受注分まで

Veriti 96-Well Thermal Cycler



VeriFlex Blocks:

PCR 条件の最適化をスマートにこなすスタンダードモデル

- 速やかに最適な PCR 温度条件を設定
VeriFlex ブロックは、96 ウェルブロック内部を 6 ゾーンの異なる温度に設定可能
グラジエント方式に比べて最適な温度条件を効率良く決定
- 簡単なプログラム設定
カラータッチスクリーン、USB によるプロトコルの持ち運び可能
- 機種変更もスムーズ
9700 システムのコンバージョンツール搭載 *
* Veriti 200 のみ対応しています。

	Veriti 96-Well Thermal Cycler
ブロックタイプ	96-Well 0.2 mL 合金
特徴	標準的な 0.2 mL フォーマットおよびサンプルブロック。 FAST ケミストリーに使用可能。9700 システムのコンバージョンツール搭載
ブロック温度の最大移行速度	3.9 °C/秒
サンプル温度の最大移行速度	3.35 °C/秒
FAST ケミストリーの実施	あり
温度精度	±0.25 °C (35 °C ~ 99.9 °C)
温度設定範囲	0 °C ~ 100 °C
温度均一性	<0.5 °C (95 °C に到達後 20 秒)
寸法	W23.7 cm × D48.5 cm × H24.5 cm
重量	11.4 kg
PCR 反応液量	10 ~ 100 µL
メモリー	USB およびオンボード
ディスプレイ	カラータッチスクリーン 6.5インチ VGA 32k
電源	100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz 最大 : 800 VA
VeriFlex Blocks	6ゾーン 温度設定幅最大25 °C ゾーン間温度5 °C

製品情報

プレート・チューブ対応表

製品名	サイズ	製品番号	希望 小売価格	Plus, 2720, 9700	
96-well 0.2 mL reaction plates					
MicroAmp Optical 96-Well Plate	10 plates	N8010560	¥7,400		●
MicroAmp TriFlex 3 x 32-Well Reaction Plate	500 plates	4316813	¥323,200		●
	5 plates	A32810	¥3,500	●	●
	20 plates	A32811	¥13,300	●	●
Strip tubes and caps					
MicroAmp 8-Tube Strip, 0.2 mL	125 strips	N8010580	¥21,400	●	●
MicroAmp Optical 8-Tube Strip, 0.2 mL	125 strips	4316567	¥18,900	●	●
MicroAmp 8-Cap Strip (ドーム型)	300 strips	N8010535	¥18,900	●	●
	1,500 strips	N8011535	¥69,000	●	●
MicroAmp Optical 8-Cap Strip (フラット型)	300 strips	4323032	¥18,900	●	●
MicroAmp 8-Tube Strip with Attached Domed Caps, 0.2 mL (ドーム型)	125 strips	A30589	¥26,100	●	●
MicroAmp Optical 8-Tube Strip with Attached Optical Caps, 0.2 mL (フラット型)	125 strips	A30588	¥26,800	●	●
Single tubes					
MicroAmp Reaction Tube with Cap, 0.2 mL (ドーム)	1,000 tubes	N8010540	¥24,700	●	●
	10,000 tubes	N8011540	¥210,700	●	●
MicroAmp Reaction Tube without Cap, 0.2 mL	2,000 tubes	N8010533	¥46,900	●	●
	10,000 tubes	N8011533	¥212,500	●	●
MicroAmp Optical Tube without Cap, 0.2 mL	2,000 tubes	N8010933	¥44,600	●	●

PCR 酵素

製品名	サイズ (50 ul 反応)	製品番号	希望 小売価格
DreamTaq PCR Master Mix (2X)	200 reactions	K1071	¥12,000
	1,000 reactions	K1072	¥41,000
DreamTaq DNA Polymerase (5 U/μL)	160 reactions	EP0701	¥5,800
	400 reactions	EP0702	¥11,600
	2000 reactions	EP0703	¥51,500
	4000 reactions	EP0705	¥100,000
	8000 reactions	EP0704	¥182,700
DreamTaq Green PCR Master Mix (2X)	200 reactions	K1081	¥12,000
	1,000 reactions	K1082	¥41,000
DreamTaq Green DNA Polymerase (5 U/μL)	160 reactions	EP0711	¥5,800
	400 reactions	EP0712	¥11,600
	2000 reactions	EP0713	¥51,500
	8000 reactions	EP0714	¥182,700
Platinum II Taq Hot-Start DNA Polymerase	100 reactions	14966001	¥13,000
	500 reactions	14966005	¥56,000
Platinum II Hot-Start PCR Master Mix (2X)	50 reactions	14000012	¥14,800
	200 reactions	14000013	¥57,000
Platinum II Hot-Start Green PCR Master Mix (2X)	50 reactions	14001012	¥14,800
	200 reactions	14001013	¥57,000
Platinum SuperFi DNA Polymerase	100 reactions	12351010	¥17,500
	500 reactions	12351050	¥66,500
Platinum SuperFi Green DNA Polymerase	100 reactions	12357010	¥17,500
	500 reactions	12357050	¥66,500
Platinum SuperFi PCR Master Mix	100 reactions	12358010	¥44,700
	500 reactions	12358050	¥203,000
Platinum SuperFi Green PCR Master Mix	100 reactions	12359010	¥44,700
	500 reactions	12359050	¥203,000

*希望小売価格は 2018 年 6 月現在の価格であり、予告なく変更する場合がございます。

とにかく
安く PCR したい時に!超高速
T_m 値気にせず
PCR したい時に!最高のフィデリティ
最高の特異性
最高の増幅効率
で PCR したい時に!和研薬株式会社
WAKENYAKU CO., LTD.

本社営業部 〒606-8171 京都市左京区一乗寺西水干町1-7番地
 TEL(075)721-8111/FAX(075)721-8189
 京阪奈営業部 〒610-0343 京都府京田辺市大住大坪4-6番地1
 TEL(0774)65-2521/FAX(0774)65-2557
 滋賀営業部 〒525-0029 滋賀県草津市下笠町9-4-5番地1
 TEL(077)568-2481/FAX(077)568-2410
 神戸営業部 〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町5丁目2番5
 TEL(078)306-6060/FAX(078)306-6070
 大阪営業部 〒562-0035 大阪府箕面市船場東1丁目1-2番地8
 TEL(072)749-5200/FAX(072)749-5230