

ワケングループキャンペーン

卓上遠心機
各20台
限定

期間を延長致しました

期間 | ~ 2020年9月30日(火) 受注分まで

Allegra X-30R

最高回転数：18,000 rpm 最大遠心力：29,756 xg 最大容量：4 x 400 mL
寸法・重量：460 (W) x 707 (D) x 370 (H) mm、78 kg

実験室には、これ1台！

多本架 / 高速 / プレート / 大容量の1台4役

- ✓ 50 mL コニカルチューブを16本同時処理
- ✓ 6 x 30 mL を28,305 xgの高速で遠心可能
- ✓ 24 x 1.5 mL を29,756 xgの高速で遠心可能
- ✓ プレート遠心にも可能
- ✓ 4 x 400mL 大容量スウィング遠心が可能



価格

¥ 890,000

特別価格

→ 弊社営業へお問合せください

Microfuge 20R

最高回転数：15,000 rpm 最大遠心力：20,627 xg 最大容量：36 x 2.0 mL
寸法・重量：310 (W) x 660 (D) x 291 (H) mm、32 kg

リーズナブル・ハイパフォーマンス遠心機

- ✓ FA241.5P ロータ (24本 x 1.5 / 2.0 mL) 標準付属
- ✓ ユーザープログラム設定 (最大10個)
- ✓ 迅速な加速 / 減速
- ✓ 回転数 / 遠心力 (xg) 切替表示可能
- ✓ サンプル飛散の少ないカバー付ロータ
- ✓ すべてのロータはオートクレーブ処理可能
- ✓ プレクール機能
- ✓ 本体保証2年間



価格

¥ 510,000

特別価格

→ 弊社営業へお問合せください

Microfuge 16

最高回転数：14,800 rpm 最大遠心力：15,183 xg 最大容量：24 x 2.0 mL
寸法・重量：226 (W) x 266 (D) x 176 (H) mm、6.4 kg

低温室でも使用可能なコンパクトな高性能モデル

- ✓ FX241.5P ロータ (24本 x 1.5 / 2.0 mL) 標準付属
- ✓ 回転数 / 遠心力 (xg) 切替表示可能
- ✓ 低温室 (4°C) で使用可能
- ✓ 外気を取り込む空冷方式
- ✓ 本体保証2年間



価格

¥ 148,000

特別価格

→ 弊社営業へお問合せください

■ Allegra X-30R 延長保証

製品番号	製品名	価格
B68678	Allegra X-30R 延長保証	¥42,000

購入後1年間の製品保証期間をさらに1年間延長するプランです。延長保証書を発行します。
通常の初年度保証内容が含まれますが、保守点検は含まれません。最長で、納品後3年目まで延長することができます。

カバー内容

- 修理時のサービスエンジニアの技術料金および出張料金
- 修理に使用した部品(各種消耗品は適用外)

■ Allegra X-30R 専用ロータ詳細




スウィングロータ SX4400 バイオセーフティ対応

最高回転数：4,700 rpm
最大遠心力：4,500 xg
容量：16本×50 mL コニカル
36本×15 mL コニカル
4本×400 mL 平底ボトル



固定角ロータ F0630

最高回転数：18,000 rpm
最大遠心力：28,305 xg
容量：6本×30 mL 丸底チューブ



固定角ロータ F2402H

最高回転数：18,000 rpm
最大遠心力：29,756 xg
容量：24本×2.0 mL



スウィングロータ S6096

最高回転数：4,700 rpm
最大遠心力：2,721 xg
容量：6枚×マイクロプレート
2枚×ディープウエルプレート

ロータ					
ロータタイプ	型式	最高回転数 (rpm)	最大遠心力 (xg)	容量 (チューブ本数×mL)	価格
スウィングロータ	SX4400	4,700	4,255	4×400	¥220,000
	SX241.5	14,000	16,244	24×1.5/2.0	¥250,000
	S6096	4,700	2,721	6枚×プレート	¥230,000
固定角ロータ	F2402H	18,000	29,756	24×1.5/2.0	¥180,000
	FX301.5	16,000	28,672	30×1.5/2.0	¥200,000
	C0650	10,000	10,400	6×50 コニカル	¥232,000
	C1015	10,000	10,416	10×15 コニカル	¥232,000
	F0685	10,000	10,864	6×85	¥232,000
	F0850	11,400	13,682	8×50	¥191,100
	F0630	18,000	28,305	6×30	¥145,000
F1010	18,000	27,579	10×10	¥180,000	

■ Allegra X-30R 専用架台ロータイプ

製品番号	製品名	価格
B77891	Allegra X-30シリーズ用専用架台ロータイプ (W470×D720×H385 mm)	¥90,000

■ Allegra X-30R 専用架台通常タイプ

製品番号	製品名	価格
B12348	Allegra X-30シリーズ用専用架台通常タイプ (W470×D720×H670 mm)	¥80,000

技術と信頼でライフサイエンスの明日を担う
和研薬株式会社
 WAKENYAKU CO., LTD.

本社：〒606-8171 京都市左京区一乗寺西水干町 17 番地
TEL. (075) 721-8111 (代) FAX. (075) 721-8189

京阪奈営業所：〒610-0343 京都府京田辺市大住大坪 46 番地 1
TEL. (0774) 65-2521 (代) FAX. (0774) 65-2557

神戸営業所：〒650-0047 兵庫県神戸市中央区港島南町 5 丁目 2 番 5
TEL. (078) 306-6060 (代) FAX. (078) 306-6070

滋賀営業所：〒525-0029 滋賀県草津市下笠町 945 番地 1
TEL. (077) 568-2481 (代) FAX. (077) 568-2410

大阪営業所：〒562-0035 大阪府箕面市船場東 1 丁目 12 番地 8
TEL. (072) 749-5200 (代) FAX. (072) 749-5230

東京事業所：〒132-0025 東京都江戸川区松江 2 丁目 10 番 22 号
TEL. (03) 5661-3490 (代) FAX. (03) 5661-3230