

和研薬限定キャンペーン FASシリーズ



Blue/Greenで安全・キレイに 次世代のゲル撮影へ！


- ✓ SAFETY
- ✓ EASE
- ✓ SENSITIVITY

No! UV

No! ストレス



FAS-X




FAS-Digi Compact



FAS-BG LED BOX
(FAS-BOX3)

BLUE GREEN
BG LED



FAS-Digi PRO

Blue/Greenのメリット



1. クローニング効率向上



2. シーケンス時のエラー改善



3. 安心・安全な実験環境

High-End Imaging Systems and Transilluminator

高性能なトランスイルミネーターでアガロースゲル状のバンドを観察できるだけでなく、カメラとドキュメンテーションソフトを一体化したオールインワンの撮影システムもご用意しています。



キャンペーン期間2026/3/31まで



デモ依頼は
和研薬まで！

Blue/Green LED搭載ゲル撮影装置

製品名	ファス エックス FAS-X	ファス デジ プロ FAS- Digi PRO (PC付)	ファス デジ コンパクト FAS- Digi Compact	ファス ビージー エルイーディー ボックス FAS-BG LED BOX (FAS-BOX3)
				
Cat.No.	GP-FAS-X	GP-07LED/ PC	GP-08LED	FAS-BOX3
キャンペーン 価格 (税抜)	¥2,100,000 お問い合わせください	¥1,350,000 お問い合わせください	¥790,000 お問い合わせください	¥497,000 お問い合わせください
特長	コンピューター内蔵 スタンドアローン型 ・大型タッチスクリーン上で快適な直感操作 ・ストレスフリーな高品質ゲル撮影	微弱なバンドも 高感度で検出 ・デジタルに抵抗のある方にこそオススメ ・シンプルな操作で直感的に使えるソフトウェア ・ラボスペースに応じて、タブレットも選択可能	置き場所を選ばない コンパクトなボディ ・デジカメの直感的な操作でゲル撮影が可能 ・後から PRO へのアップグレードができるのも魅力	小型・軽量・ポータブル ・Blue / Green LEDと白色LED を標準搭載、切り替えはワンタッチ ・ゲルの切り出しがしやすい
こんなラボに オススメ!	・PCを使わず、これ1つで撮影 ・簡易編集をしたい ・実験者のレベルや目的にあわせて、設定方法を変えたい	・専用ソフトウェアで直感的に操作したい ・綺麗な撮影画像を取得したい	・省スペースを重視したい ・綺麗な撮影画像を取得したい	・省スペースを重視したい ・撮影設定を簡単にしたい ・ゲルの切り出しを容易に行いたい
カメラ	CMOS カメラ (2000万画素)	CMOS デジタルカメラ (2410万画素) Canon 250D	CMOS デジタルカメラ (2410万画素) Canon 250D	CMOS デジタルカメラ (800万画素)
操作方法	13.3インチフル HD タッチスクリーン	PCソフト	デジカメ本体	5インチ液晶タッチパネル
保存形式	JPEG、TIFF、PNG、BMP	JPEG、TIFF	JPEG、RAW CR3	JPEG、TIFF、BMP
光源波長	470-520 nm	470- 520 nm	470- 520 nm	470- 520 nm
撮影有効 スペース	26×21 cm	26× 21 cm	26× 21 cm	160 x 115 mm
白色 LED	標準搭載	別売りの白色 LEDプレートを使用	別売りの白色 LEDプレートを使用	標準搭載
定格電圧	100-240 V 50/60 Hz	100- 240 V 50/60 Hz	100- 240 V 50/60 Hz	100- 240 V 50/60 Hz
サイズ (H×L×W)	532×443× 375 mm	570× 350× 325 mm	500× 350× 325 mm	207× 254× 230 mm
	大	小		
重量	20 kg	14 kg	7.4 kg	3.2 kg



技術と信頼でライフサイエンスの明日を担う

和研薬株式会社
WAKENYAKU CO., LTD.

本社 〒606-8171 京都市左京区一乗寺西水干町17番地
TEL(075)721-8111 / FAX(075)721-8189

本 社 TEL:075-721-8111
京 阪 TEL:0774-65-2521
滋 賀 TEL:077-501-1002
神 戸 TEL:078-306-6060
大 阪 TEL:072-749-5200
阪 奈 和 TEL:06-6699-2500

高 知 TEL:088-866-5000
徳 島 TEL:088-693-4660
香 川 TEL:087-840-7727
愛 媛 TEL:089-907-3130



日本ジェネティクス株式会社
〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル18階
☎ 03 (3813) 0961 <https://n-genetics.com>
☎ 03 (3813) 0962 info@genetics-n.co.jp