


冬のBio-Rad Fair 2026-2027

キャンペーン期間 2026.11.16〜2027.2.26

注目製品

最大32% OFF



PTC Harmonyサーマルサイクラー
T100 サーマルサイクラー

最大40% OFF



リアルタイムPCR試薬
PCRプレート、チューブ

30% OFF



GelDoc Goイメージングシステム

20% OFF



ウェスタンブロッティング
機器パッケージ

30% OFF



化学発光検出試薬
Clarityシリーズ

25% OFF



Gene Pulser Xcell
エレクトロポレーションシステム

デモ依頼、お問い合わせはbio-rad.com/brf-26Q4jpまで

Genomics

PCR&
リアルタイムPCR



PCR & リアルタイムPCR ワークフロー

1. 細胞培養・トランスフェクション



細胞計測

- TC20セルカウンター

▷18ページ



エレクトロポレーション

- Gene Pulser Xcellエレクトロポレーションシステム

▷18ページ

2. cDNA合成・増幅試薬

逆転写酵素

- Reliance Select Kit
- iScriptシリーズ

▷5ページ

リアルタイムPCR増幅試薬

- SsoAdvanced Supermix
- iTaq Supermix
- Reliance One-Step Multiplex Supermix

▷5〜6ページ



PCR消耗品

- PCRチューブ
- PCRプレート

▷7ページ

3. PCR反応



サーマルサイクラー

- PTC Harmonyサーマルサイクラー
- T100サーマルサイクラー
- PTC Tempoサーマルサイクラー

▷3〜4ページ



リアルタイムPCR

- CFX Opus リアルタイムPCRシステム
- CFX Duet リアルタイムPCRシステム

▷20ページ

2026年12月18日までキャンペーン実施中

▷詳細はこちら：bio-rad.com/CFXpromo-26jp-BRF

4. ゲル撮影



イメージング・解析

- GelDoc Go イメージングシステム

▷8ページ

 © 2026 Bio-Rad Laboratories, Inc.

PTC Harmonyサーマルサイクラー


20% OFF



これまでに培った優れた精度と信頼性を継承しつつ、日常のPCR作業に必要な機能に厳選したモデル

特長

- 高い温度制御性能や均一性を備え、信頼性のある一貫したデータを提供
- 直感的なユーザーインターフェースで、簡単に操作が可能
- 手動式開閉リッドのシンプルな設計
- アクセス権限制御できるセキュアユーザーモードが設定可能



優れた温度均一性と高速ランピング
6個の独立制御サーマルモジュールと、特許取得済みのreduced-massサンプルブロックにより、ランピング中も含めて全ウェルの温度均一性を維持。一般的なブロックより高速な加熱・冷却で、エッジ効果を最小限に抑えます。



Ordering Information

カタログ番号	製品名	通常価格	**キャンペーン価格**
12024276	PTC Harmony 96サーマルサイクラー	¥1,100,000	**¥880,000**
12024257	PTC Harmony Deepwellサーマルサイクラー	¥1,120,000	**¥896,000**

T100サーマルサイクラー

15-32% OFF

扱いやすくコンパクトなパーソナルサーマルサイクラーの決定版
2台セット、3台セットがさらにお得に

特長

- 8段階温度グラジェント機能付き
- 96 well×0.2 mL対応
- 大画面5.7インチカラータッチスクリーン
- プロトコール管理が容易で、USBポートでの機器間転送も可能

1台	¥398,000（税別）
2台セットは1台あたり	¥348,500（税別）
3台セットなら1台あたり	¥340,000（税別）



PTC Tempoサーマルサイクラー

20-25% OFF

洗練された操作性と信頼性を提供するクラウド対応の新世代のサーマルサイクラー


特長

- 温度制御性能に優れたサーマルブロック
- 快適に操作が行えるタッチパネル
- 無線/有線LANネットワークでのデータ転送
- BR.ioクラウドプラットフォームでのリモート管理が可能
- オートメーションに対応する電動リッド（48/48は非対応）





豊富な接続オプションとクラウド対応
プロトコルは本体だけでなく、LANやWi-Fiを介したネットワークドライブ上の共有フォルダや、BR.ioクラウドプラットフォームを使用してセットアップや管理が可能です。



オートメーション対応
ロボットアームとの統合により、マイクロプレートの移送、セットアップ、および処理の効率化が図れます。

Ordering Information

カタログ番号	製品名	通常価格	キャンペーン価格
PTC Tempoサーマルサイクラー			
12015382	PTC Tempo 96 サーマルサイクラー	¥1,390,000	**¥1,112,000**
12015392	PTC Tempo Deepwell サーマルサイクラー	¥1,410,000	**¥1,128,000**
12015309	PTC Tempo 48/48 サーマルサイクラー	¥1,410,000	**¥1,128,000**
12015394	PTC Tempo 384 サーマルサイクラー	¥1,560,000	**¥1,248,000**
12018509	PTC Tempo Wi-Fiアダプター	¥20,000	**¥15,000**
T100サーマルサイクラー			
1861096J1	T100サーマルサイクラー	¥590,000	**¥398,000**
1861096B02	T100サーマルサイクラー　2台	¥820,000	**¥697,000**
1861096B03	T100サーマルサイクラー　3台	¥1,200,000	**¥1,020,000**

 © 2026 Bio-Rad Laboratories, Inc.

逆転写酵素　Reliance Select cDNA Synthesis Kit

20% OFF

独自開発のキメラ逆転写酵素 Reliance Reverse Transcriptaseを搭載した、高性能cDNA合成キット

特長

- 100 fgからの微量サンプルに対応
- FFPEサンプルのような劣化したRNAからでもcDNAライブラリ構築が可能
- ホルマリンやヘパリン等のPCR阻害物質存在下でも高いパフォーマンスを発揮
- 熱安定性が高く50°C以上での反応が可能となり、2次構造による影響を低減



特長	RNA量	チューブ数	所要時間	プライマー
・阻害に強い ・FFPEサンプルに対応	0.1 pg – 2 µg	6	20分	選択式（Oligo dT*/random*/gene specific primer） *製品附属

逆転写酵素　iScript Kits

20-30% OFF

iScriptシリーズはiScript逆転写酵素を採用し、広いダイナミックレンジで再現性の高いcDNA合成が可能
酵素のRNaseH＋活性によってcDNA合成時にPCRの際に不要となるRNAを除去し、定量性の高いアッセイを実現

特長

	iScript RT Supermix for RT-qPCR	iScript Advanced cDNA Synthesis Kit	iScript gDNA Clear cDNA Synthesis Kit	iScript cDNA Synthesis Kit	iScript Select cDNA Synthesis Kit
特長	1チューブで簡単	RNAインプット量大	ゲノムDNA除去可能	豊富な実績	プライマー選択式
RNA量（20 µL反応）	1 pg – 1 µg	0.1 pg – 7.5 µg	1 pg – 1 µg	0.1 pg – 1 µg	1 pg – 1 µg
チューブ数	1	2	3	2	5
所要時間	26分	21分	36分	26分	40-90分
RNaseH+活性	✓	✓	✓	✓	✓
プライマー	ミックス	ミックス	ミックス	ミックス	選択式

増幅試薬　SsoAdvanced Supermix


20% OFF

広い条件下で使用可能、高速・高感度のオールマイティーリアルタイムPCR反応試薬

特長

- Sso7d融合ポリメラーゼは、DNA鎖からの脱落が起こりにくいため、高速サイクリングでも一貫した結果を取得
- 阻害耐性が高く、サンプル由来の不純物による失敗を低減





増幅試薬　iTaq Universal Supermix / One-Step Kit

20-30% OFF

各社装置に対応したスタンダードなリアルタイムPCR試薬およびワンステップRT-qPCRキット

特長

- 抗体タイプのホットスタートTaq DNAポリメラーゼと、最適化されたバッファー組成により優れた感度
- One-Step Kitは、iScript逆転写酵素とiTaq DNAポリメラーゼを組み合わせた、利便性の高いキット



ワンステップ増幅試薬　Reliance One-Step Multiplex Supermix

20% OFF

高感度で安定した検出性能が好評のワンステップRT-qPCRスーパーミックス

特長

- 便利な1チューブフォーマット、かつRNAインプット量を増やせる4×濃度
- Reliance逆転写酵素と、Sso7d融合DNAポリメラーゼを含む、最適化された試薬組成
- 室温で24時間安定–オートメーションワークフローでも安定したパフォーマンスを維持



Ordering Information

カタログ番号	製品名	反応数	通常価格	キャンペーン価格
cDNA合成試薬				
1708840	iScript RT Supermix for RT-qPCR	25	¥16,700	**¥11,690**
1708841		100	¥51,100	**¥35,770**
1725037	iScript Advanced cDNA kit	25	¥19,300	**¥15,440**
1725038		100	¥58,400	**¥46,720**
1725034	iScript gDNA Clear cDNA Synthesis Kit	25	¥28,000	**¥22,400**
1725035		100	¥83,000	**¥66,400**
1708890	iScript cDNA Synthesis Kit	25	¥24,100	**¥19,280**
1708891		100	¥75,500	**¥60,400**
1708897	iScript Select cDNA Synthesis Kit	100	¥77,700	**¥62,160**
12012801	Reliance Select cDNA Synthesis kit	100	¥122,100	**¥97,680**
qPCRスーパーミックス（2ステップ用）				
1725270	SsoAdvanced Universal SYBR® Green Supermix	200	¥26,800	**¥21,440**
1725271		500	¥59,000	**¥47,200**
1725280	SsoAdvanced Universal Probes Supermix	200	¥29,000	**¥23,200**
1725281		500	¥60,300	**¥48,240**
1725120	iTaq Universal SYBR® Green Supermix	200	¥14,100	**¥9,870**
1725121		500	¥30,500	**¥24,400**
1725130	iTaq Universal Probes Supermix	200	¥16,200	**¥12,960**
1725131		500	¥33,600	**¥26,880**
One-Stepキット（1ステップ用）				
1725150	iTaq Universal SYBR® Green One-Step Kit	100	¥19,500	**¥15,600**
1725151		500	¥91,000	**¥72,800**
1725140	iTaq Universal Probes One-Step Kit	100	¥23,700	**¥18,960**
1725141		500	¥99,600	**¥79,680**
12010176	Reliance One-Step Multiplex Supermix	200	¥56,800	**¥45,440**

 © 2026 Bio-Rad Laboratories, Inc.

PCRプレート　Hard-Shell™ Plate


20% OFF

すべてのウェルで均一性と高い再現性を重視するなら高剛性のプレート

Hard-Shell PCRプレートは、2つの異なる素材で高い剛性を実現し、熱による歪みを抑制するとともに確実なシーリングを維持します。これにより、サンプルの蒸発を抑え、すべてのウェルで均一なデータを取得することができます。

Ordering Information

カタログ番号	製品名	通常価格	キャンペーン価格
Hard-Shell Plate			
HSP9601	96well Hard-Shellマイクロプレート cw/white	¥46,100	**¥36,880**
HSP9655	96well Hard-Shellマイクロプレート ww/white	¥46,100	**¥36,880**
HSS9601	96well Hard-Shellセミスカート cw/clear	¥21,800	**¥17,440**
HSL9601	96well Hard-Shell LowProfile cw/clear	¥20,600	**¥16,480**
HSP3801	384well Hard-Shellマイクロプレート cw/clear	¥54,100	**¥43,280**
HSP3805	384well Hard-Shellマイクロプレート ww/clear	¥57,400	**¥45,920**
PCRシール			
MSB1001B	Microseal 'B' シーリングフィルム	¥37,000	**¥29,600**
MSF1001B	Microseal 'F' ホイル	¥22,900	**¥18,320**



PCRプレート　Multiplate

40% OFF

コスト重視なら、切って使える手軽なスカートレスプレート

96ウェルおよび48ウェルのMultiplateは、スカートがなくプレートを切って使用することが可能です。
ホワイトプレートはリアルタイムPCR装置での使用に適しています。

Ordering Information

カタログ番号	製品名	通常価格	キャンペーン価格
MLL9601	96well Low Multiplate（PPマイクロプレート）/ナチュラル	¥25,100	**¥15,060**
MLL9651	96well Low Multiplate（PPマイクロプレート）/ホワイト	¥25,200	**¥15,120**
MLP9601	96well Multiplate（PPマイクロプレート）/ナチュラル	¥22,900	**¥13,740**
MLP9651	96well Multiplate（PPマイクロプレート）/ホワイト	¥25,100	**¥15,060**
MLL4801	48well Low Multiplate（PPマイクロプレート）/ナチュラル	¥38,400	**¥23,040**
MLL4851	48well Low Multiplate（PPマイクロプレート）/ホワイト	¥38,400	**¥23,040**
MLP4801	48well Multiplate（PPマイクロプレート）/ナチュラル	¥37,000	**¥22,200**


MLL9601
Low-Profile, ナチュラル
(96 well)


MLP9601
High-Profile, ナチュラル
(96 well)


MLL4851
Low-Profile, ホワイト
(48well)

PCRチューブ

20% OFF

密閉性に優れたPCRチューブと、作業に便利な8連チューブ・キャップ

通常のPCR（エンドポイントPCR）には、ダブルロッキングキャップでサーマルサイクリング中の蒸発・液漏れを防ぐ、密閉性に優れたシングルPCRチューブを。リアルタイムPCRには、小容量のPCRに適したLow-Profileタイプや、蛍光シグナルをより強く検出でき、かつブロックにおける蛍光物質の汚染の影響を受けない白色ウェルのストリップチューブをご用意しています。

Ordering Information

カタログ番号	製品名	通常価格	キャンペーン価格
シングルPCRチューブ（PCR用）			
TWI0201	0.2 mL thin-wallチューブ/ナチュラル ドームキャップ付	¥10,900	**¥8,720**
TFI0201	0.2 mL thin-wallチューブ/ナチュラル フラットキャップ付	¥10,500	**¥8,400**
8連PCRチューブ（PCR/リアルタイムPCR用）			
TLS0801	0.2 mL low 8連チューブ/ナチュラル	¥19,400	**¥15,520**
TLS0851	0.2 mL low 8連チューブ/ホワイト	¥21,700	**¥17,360**
TBS0201	0.2 mL thin-wall 8連チューブ/ナチュラル	¥16,000	**¥12,800**
8連PCRチューブキャップ：ドームキャップ（PCR用）			
TCS0801	0.2 mL 8連ドームキャップ/ナチュラル	¥9,600	**¥7,680**
8連PCRチューブキャップ：フラットキャップ（リアルタイムPCR用）			
TCS0803	0.2 mL Optical 8連フラットキャップ	¥9,800	**¥7,840**


TWI0201


TFI0201


TCS0803,
0.2 mL Optical
8連フラットキャップ


TCS0801,
0.2 mL
8連ドームキャップ


TLS0801,
0.2 mL low 8連チューブ


TBS0201,
0.2 mL thin-wall 8連チューブ

GelDoc Goイメージングシステム

30% OFF

コンパクトさとシンプルさを兼ね備えたゲル撮影装置の決定版

GelDoc Goは、研究を加速させるパワフルさと、どこにでも設置可能なコンパクトさを兼ね備え、ストレスフリーなゲル撮影環境を整えることが可能です。
本装置ではUV光やBlue光を用いた蛍光染色されたゲルの検出や、白色光源による可視染色されたゲルの撮影を行うことができます。さらに引き出し式トランスイルミネーターによりゲルの切り出しにも対応可能です。

特長

- ピントや絞り調整などのマニュアル操作不要
- 迷わないタッチスクリーンの操作感
- 別途モニターやPC不要
- 設置面積：36 (W) × 44.8 (D) cm
- 6.3メガピクセルの高解像度のCMOSカメラ



対応アプリケーション

タンパク質ゲル	核酸ゲル	タンパク質ブロット
Stain-Free gels	Ethidium bromide	Stain-Free blots
Oriole蛍光染色	SYBR Green	Colorimetric blots
銀染色※	SYBR Safe	Ponceau S
CBB染色※	SYBR Gold	
SYPRO™ Ruby	GelRed	
	GelGreen	
	Fast Blast DNA Stain※	
	UView stain	

※オプションのWhiteトレイが必要です。



UV / Stain-Free
トレイ（標準品）



Whiteトレイ
（オプション）




Blueトレイ
（オプション）

■ 大型のゲル撮影に対応



最大21×14 cmの撮影エリアを持つため、大型のゲルをはじめ複数枚のゲルの同時撮影が可能です。

■ ゲルの切り出しに対応



オプションのUVシールドを使用することで、ゲルの切り出しに対応可能です。

Ordering Information

カタログ番号	製品名	通常価格	**キャンペーン価格**
12009077J1	GelDoc Goイメージングシステム	¥1,290,000	**¥900,000**

 © 2026 Bio-Rad Laboratories, Inc.

Proteomics

電気泳動＆
ウェスタンブロット



電気泳動・ウェスタンブロッティングワークフロー

電気泳動・ウェスタン関連製品を一式そろえる場合は、機器パッケージ（16ページ）をご覧ください。

■ 細胞培養・トランスフェクション・クロマトグラフィー



細胞計測

- TC20 セルカウンター

▷18ページ



エレクトロポレーション

- Gene Pulser Xcell エレクトロポレーションシステム

▷18ページ



タンパク質精製

- 中圧ゲルろ過カラム ENrich SEC 650

▷17ページ

■ 電気泳動 & 転写

電気泳動



- ミニプロティアン TGXゲル＆電気泳動槽パッケージ

▷12ページ



- TGX FastCast アクリルアミド溶液キット

▷11ページ



転写

- トランスブロット Turboブロッティングシステム

▷13ページ


■ ブロッキング & 抗体



ブロッキング

- EveryBlotブロッキングバッファー

▷14ページ



二次抗体

- 各種二次抗体
- TidyBlot Western Blot Detection Reagent

▷15ページ

■ 検出



化学発光検出試薬

- Clarityシリーズ

▷14ページ



イメージング・解析

- ChemiDoc シリーズ

▷20ページ

2027年2月26日までキャンペーン実施中

▷詳細はこちら：bio-rad.com/Chemi-Promo26jp-BRF

総タンパク質でデータのノーマライズ

Stain-Freeウェスタンブロッティング

ウェスタンブロッティングでは、ハウスキーピングタンパク質（以下HKP）が標準的な補正指標として用いられてきました。しかし近年は、実験条件下でHKPの発現が変動しないか、発現量が定量的な範囲であるかを確認することを求められています。一般的なHKPは高発現のため定量レンジを超える場合があり、正確な補正が困難になることがあります。
バイオ・ラッドは、この課題に対するソリューションとして、独自のStain-Free技術を用いた総タンパク質補正ワークフローを提供しています。これにより、簡便かつ再現性の高いデータ補正が可能になります。

こんなお客様におすすめです

- HKPの発現が安定しない
- HKPが過剰発現している
- 簡便にデータ補正を行いたい
- ウェスタンブロッティングの各ステップを検証したい

Stain-Freeウェスタンブロッティング対応イメージャー



新製品
ChemiDoc Pro




ChemiDoc Touch MP
ChemiDoc Touch




ChemiDoc Go


総タンパク質(Stain-Free)とHKPの定量性の比較

①総タンパク質の検出画像



②HKPの検出画像





HKPと総タンパク質の数値比較例
（10 µg/ウェルの強度を1とした場合の各濃度における強度の比率）

HKPではタンパク質量を反映した数値結果を得ることが難しいのに対し、総タンパク質（Stain-Free）はタンパク質濃度を反映した定量結果が得られることが示されています。特にHKPの多くは高発現であり、本来のタンパク質量を反映した数値結果を得ることが難しい場合があります。

必要な試薬・消耗品



TGX Stain-Freeゲル

自作ゲルの場合：

- TGX Stain-Free FastCast アクリルアミド溶液キット

▷ 11ページ



プレシジョンPlus 分子量スタンダード

- 未着色スタンダード
- ブルースタンダード

▷ 11ページ

※デュアルカラースタンダードは赤い着色バンドが強い蛍光を発するため使用できません。



低蛍光 PVDFメンブレン

- トランスブロット Turbo用 RTA転写キット

▷ 13ページ

 © 2026 Bio-Rad Laboratories, Inc.

TGX FastCastアクリルアミド溶液キット

15% OFF

TGXゲルの自作キット、Stain-Free対応ゲルも簡単に作成可能



特長

- 作成したゲルは1か月保存可能
- Stain-Freeゲルは泳動後、ChemiDoc™やGelDocを用いることで、染色することなく総タンパク質を検出可能

Ordering Information


カタログ番号	製品名	ゲル濃度	通常価格	キャンペーン価格
1610171	TGX FastCast アクリルアミド溶液キット（1.0 mm厚ミニゲル約65枚分）	7.5%	¥24,000	**¥20,400**
1610173		10%	¥24,000	**¥20,400**
1610175		12%	¥24,000	**¥20,400**
1610181	TGX Stain-Free FastCast アクリルアミド溶液キット（1.0 mm厚ミニゲル約65枚分）	7.5%	¥26,000	**¥22,100**
1610183		10%	¥26,000	**¥22,100**
1610185		12%	¥26,000	**¥22,100**

本キットの使用には、別途APS（#1610700）とTEMED（#1610801）が必要です。

プレシジョンPlus分子量スタンダード

20% OFF

検出法や用途に応じた幅広い分子量スタンダード



特長

- キリの良い分子量サイズを採用
- シャープでくっきりとしたバンドイメージ
- 75 kDa, 50 kDa, 25 kDaのバンドが太く識別が容易

Ordering Information

画像No	カタログ番号	製品名	入数（本）	着色・特長	分子量	通常価格	キャンペーン価格
①	1610363	未着色スタンダード（1,000 µL: 100回分）	1	なし	10-250 kDa	¥21,000	**¥16,800**
	1610363B02		2			¥38,000	**¥30,400**
	1610396		5			¥80,000	**¥64,000**
②	1610373	ブルースタンダード（500 µL: 50回分）	1	青 蛍光検出	10-250 kDa	¥21,000	**¥16,800**
	1610373B02		2			¥38,000	**¥30,400**
	1610393		5			¥80,000	**¥64,000**
③	1610374	デュアルカラースタンダード（500 µL: 50回分）	1	青 ピンク	10-250 kDa	¥22,000	**¥17,600**
	1610374B02		2			¥40,000	**¥32,000**
	1610394		5			¥84,000	**¥67,200**
④	1610377	デュアルカラーエクストラスタンダード（500 µL: 50回分）	1	青 ピンク 低分子量	2-250 kDa	¥25,000	**¥20,000**
	1610377B02		2			¥45,000	**¥36,000**
	1610397		5			¥96,000	**¥76,800**
⑤	1610375	カレイドスコープ（500 µL: 50回分）	1	多色	10-250 kDa	¥27,000	**¥21,600**
	1610375B02		2			¥50,000	**¥40,000**
	1610395		5			¥105,000	**¥84,000**
⑥	1610376	WesternC*（250 µL: 50回分）	1	青 ピンク Strepタグ	10-250 kDa	¥22,000	**¥17,600**
	1610376B02		2			¥40,000	**¥32,000**
	1610399		5			¥84,000	**¥67,200**

*ウェスタンブロットメンブレン上で化学発光検出が可能です。
化学発光検出にはStrepTactin-HRP複合体（#1610380）またはStrepTactin-AP標識（#1610382）が別途必要になります。

ミニゲル用電気泳動槽・タンク式転写装置、およびパワーパック

20% OFF

信頼性と実績を兼ね備えた定番システム

特長

- 1〜4枚のミニゲルを同時に電気泳動可能
- プレキャストゲルとハンドキャストゲルに対応
- タンク式転写装置は一度に2枚のミニゲルのメンブレン転写が可能
- モジュールの追加で電気泳動槽を転写装置に変換可能



ミニプロティアン
Tetraレディーゲルセル



ミニトランスブロットセル



パワーパックHC

Ordering Information

カタログ番号	製品名	ミニゲル/カセット数	通常価格	キャンペーン価格
1658005JA	ミニプロティアンTetraレディーゲルセル+	1〜2枚	¥53,000	**¥42,400**
1658004JA	ミニプロティアンTetraレディーゲルセル+	1〜4枚	¥75,000	**¥60,000**
1703930JA	ミニトランスブロットセル	2個	¥103,000	**¥82,400**
1703935JA	ミニトランスブロットモジュール*	2個	¥93,000	**¥74,400**

+バッファー槽、ケーブル付きフタ、バッファーダム、電極アッセンブリが含まれます。電源装置は別売り。
*バッファー槽およびケーブル付きフタは含まれません。

カタログ番号	製品名	最大出力 V /mA/W	プログラム	用途*	通常価格	キャンペーン価格
1645050JA	パワーパックBasic	300/400/75	-	EP	¥113,000	**¥90,400**
1645052	パワーパックHC	250/3,000/300	○	EP/Blot	¥187,000	**¥149,600**
1645070JA	パワーパックUniversal	500/2,500/500	○	EP/Blot	¥299,000	**¥239,200**

*EP：電気泳動、Blot：ブロッティング


ミニプロティアンTGXゲル＆電気泳動槽パッケージ

34% OFF

特長

- すぐに使用可能なプレキャストゲル
- ウェスタンブロッティングに適した高効率転写対応
- 製造後1年保管可能
- 最短15分の高速電気泳動に対応（300 V定電圧時）

泳動パターン





Ordering Information

カタログ番号	製品名	ゲル濃度	泳動パターン	ウェル数	通常価格	キャンペーン価格
4561025C30	ミニプロティアンTGXゲル（30枚） ミニプロティアンTetra レディーゲルセル電気泳動槽 （2枚泳動用）付きパッケージ	7.5%	①	12	¥106,000	**¥69,960**
4561035C30		10%	②		¥106,000	**¥69,960**
4561045C30		12%	③		¥106,000	**¥69,960**
4561085C30		4-15%	④		¥106,000	**¥69,960**
4561095C30		4-20%	⑤		¥106,000	**¥69,960**
4561105C30		8-16%	⑥		¥106,000	**¥69,960**
4569035C30		Any kD*	⑦		¥106,000	**¥69,960**
4561026C30		7.5%	①	15	¥106,000	**¥69,960**
4561036C30		10%	②		¥106,000	**¥69,960**
4561046C30		12%	③		¥106,000	**¥69,960**
4561086C30		4-15%	④		¥106,000	**¥69,960**
4561096C30		4-20%	⑤		¥106,000	**¥69,960**
4561106C30		8-16%	⑥		¥106,000	**¥69,960**
4569036C30		Any kD*	⑦		¥106,000	**¥69,960**

*Any kDはグラジェントゲルのような分離パターンを示すユニークなゲルです。特に100 kDa以下の分子領域において優れた分離能を持ちます。

 © 2026 Bio-Rad Laboratories, Inc.

トランスブロットTurboブロッティングシステム、および専用転写パック

20% OFF

高分子量から低分子量域のタンパク質をわずか3分で効率よくメンブレンに転写できる高性能なセミドライ式ブロッティングシステム

特長

- 最大4枚のミニゲルまたは2枚のミディゲルを同時に転写
- Ready-to-use専用転写パックでメンブレンの前処理が不要
- 専用消耗品には、開封してすぐに使用できる転写パックとRTA転写キットをご用意



- タンパク質とメンブレンの親和性を高めるバッファー組成で高分子タンパク質も短時間で転写可能
- ミニ（7×8.5 cm）とミディ（8.5×13.5 cm）の2サイズ
- Stain-Freeや蛍光ウェスタンに適した低蛍光PVDFが選べるRTA転写キットもご用意



RTA転写キット

転写パック

Ordering Information

カタログ番号	製品名	通常価格	キャンペーン価格
1704150JA	トランスブロット Turboブロッティングシステム	¥310,000	**¥248,000**

本製品には、転写パックは添付されていません。

カタログ番号	製品名	Size	膜材質	入数	通常価格	キャンペーン価格
1704158	トランスブロットTurbo転写パック	ミニ	NC	10	¥20,000	**¥16,000**
1704158B03		ミニ	NC	30	¥50,000	**¥40,000**
1704159		ミディ	NC	10	¥27,000	**¥21,600**
1704159B03		ミディ	NC	30	¥70,000	**¥56,000**
1704270	トランスブロットTurbo用 RTA転写キット*	ミニ	NC	40	¥50,000	**¥40,000**
1704271		ミディ	NC	40	¥70,000	**¥56,000**
1704274		ミニ	低蛍光PVDF	40	¥58,000	**¥46,400**
1704275		ミディ	低蛍光PVDF	40	¥81,000	**¥64,800**

*RTA転写キットには、メンブレン、フィルターペーパー、転写バッファーがセットで入っており、使用前にバッファー調製とメンブレンの平衡化処理が必要になります。

化学発光検出試薬 Clarityシリーズ

30% OFF

低コストで確実なケミルミ検出を実現する発光試薬
2種類常備で感度に合わせて使い分けがおすすめ



特長

- Mid-fgレベルの優れた安定性を持つClarity
- Low-fgレベルの高感度タイプのClarity Max
- Clarityで感度不足の際は、Maxを続けて使用可能
- 室温保存対応

反応後1時間たっても検出可能なClarity




図1. 化学発光基質の感度の比較
A: 各ブロットはメーカー推奨の条件で基質と反応させ、ChemiDoc Touch MPで10秒間撮影しました。
B: 各バンドのS/N比のグラフです。ClarityとA社 上位品のS/N比が最も高くなりました。




図2. 化学発光基質のシグナル強度の比較
A: 図1のブロットをメーカー推奨の条件で基質と反応させ、1時間後に同じシステムで30秒間撮影しました。
B: 各バンドのS/N比のグラフです。ClarityとB社 上位品のS/N比が優れていました。一方、ほかの競合基質ではシグナルが大きく低下しました。

Ordering Information

カタログ番号	製品名	感度レベル	容量	通常価格	キャンペーン価格
1705062J1	Clarity Max（100 mL）& Clarity（200 mL）セット	高感度	1セット	¥53,000	**¥37,100**
1705062	Clarity Max Western ECL Substrate	Low-fg	100 mL	¥39,000	**¥27,300**
1705061	Clarity Western ECL Substrate	Mid-fg	500 mL	¥42,000	**¥29,400**
1705060	Clarity Western ECL Substrate		200 mL	¥22,000	**¥15,400**


EveryBlotブロッキングバッファー

20% OFF

高速・低バックグラウンド化による高感度検出を実現

特長

- わずか5分でブロッキング完了
- 抗体反応用の希釈液としても使用可能
- 低バックグラウンド化による高感度検出が可能
- 蛍光ウェスタンブロッティングやリン酸化タンパク質検出にも対応



Ordering Information

カタログ番号	製品名	通常価格	キャンペーン価格
12010020	EveryBlotブロッキングバッファー（500 mL）	¥30,000	**¥24,000**

 © 2026 Bio-Rad Laboratories, Inc.

TidyBlot Western Blot Detection Reagent （二次抗体）

30% OFF

免疫沈降サンプルのウェスタンブロッティング解析におけるバックグラウンド改善


製品情報はこちら

免疫沈降（IP）法で回収したサンプルをウェスタンブロットで解析する際、変性したIgG抗体が目的タンパク質のシグナルと重なる恐れがあります。TidyBlotは変性したIgGに結合しないため、目的の一次抗体だけを検出することができます。

特長

- 免疫沈降サンプル由来の変性したIgG H鎖およびL鎖を認識しない（右図）
- 組織・血液サンプル中の変性した内在性抗体による非特異反応を低減
- 幅広い一次抗体のアイソタイプに使用可能*なため、一次抗体に合わせて二次抗体を揃える必要がなく、従来の二次抗体をTidyBlotに置き換えるだけ

*マウスIgG1への親和性は弱いため、ご検討の際は確認試験を行ってください。



Ordering Information

カタログ番号	製品名	容量	通常価格	キャンペーン価格
STAR209PT	TidyBlot WESTERN BLOT DETECTION:HRP	50 µL	¥18,400	**¥12,880**
STAR209P	TidyBlot WESTERN BLOT DETECTION:HRP	0.5 mL	¥29,700	**¥20,790**
STAR209PA	TidyBlot WESTERN BLOT DETECTION:HRP	1.0 mL	¥53,300	**¥37,310**

各種二次抗体

30% OFF

HRP標識、AP標識された各種二次抗体

抗体情報はこちら

様々な動物種に対応した二次抗体をラインアップしており、ホースラディシュパーオキシターゼ（HRP）およびアルカリフォスファターゼ（AP）標識抗体など、条件や目的に応じて選択いただけます。

Ordering Information

カタログ番号	製品名	容量	免疫動物	標識	通常価格	キャンペーン価格
anti Goat IgG						
STAR206P	DK a-GT IgG (H/L):HRP (Multi Species Adsorbed)*	0.5 mg	Donkey	HRP	¥62,500	**¥43,750**
5160-2504	RB a-GT IgG (H/L):HRP	2 mg	Rabbit	HRP	¥68,600	**¥48,020**
STAR122P	RB a-GT IgG (Fc):HRP	1 mg	Rabbit	HRP	¥55,300	**¥38,710**
anti Mouse IgG						
1706516	ヤギ抗マウスIgG(H+L) HRP	2 mL	Goat	HRP	¥41,200	**¥28,840**
1706520	ヤギ抗マウスIgG(H+L) AP	1 mL	Goat	AP	¥51,500	**¥36,050**
STAR117P	GT a-MS IgG (H/L):HRP (Multi Species Adsorbed)*	0.5 mg	Goat	HRP	¥62,500	**¥43,750**
STAR117A	GT a-MS IgG (H/L):Alk. Phos. (Multi Species Adsorbed)*	0.5 mg	Goat	AP	¥74,800	**¥52,360**
STAR120P	GT a-MS IgG (Fc):HRP	1 mg	Goat	HRP	¥55,300	**¥38,710**
anti Rabbit IgG						
1706515	ヤギ抗ウサギIgG(H+L) HRP	2 mL	Goat	HRP	¥41,200	**¥28,840**
1706518	ヤギ抗ウサギIgG(H+L) AP	1 mL	Goat	AP	¥51,500	**¥36,050**
5196-2504	GT a-RB IgG (H/L):HRP	2 mg	Goat	HRP	¥68,600	**¥48,020**
STAR208P	GT a-RB IgG (H/L):HRP	2 mL	Goat	HRP	¥137,300	**¥96,110**

* 吸収処理済み（Multi Species Adsorbed）二次抗体は、ポリクローナルの二次抗体プールから、交差反応する抗原に予め吸収させる処理を行った抗体で、より特異的な二次抗体だけが得られるため、非特異的なバンド検出やバックグラウンドが減少します。

ウェスタンブロッティング　機器パッケージ

20% OFF

電気泳動からウェスタンブロッティングまで、機器が揃うお買い得なスターター機器パッケージ

特長


- 新規立ち上げには最適なセット
- 高速セミドライ式かタンク式で選択
- 関連試薬を含むセットもご用意、必要なものを買い忘れなく準備可能



トランスブロット
Turbo



ミニトランスブロット
モジュール
（フィルターペーパー付）



ミニプロティアンTetra
レディーゲルセル
電気泳動槽



パワーパックHC
単品は12ページをご覧ください

*試薬セットの構成

サンプル調製用バッファー
- 4xLaemmliサンプルバッファー, 10 mL
- 2-メルカプトエタノール, 25 mL

分子量スタンダード
- プレシジョンPlus デュアルスタンダード
- プレシジョンPlus WesternC プロテインパック

電気泳動用ランニングバッファー
- 10xトリス/グリシン/SDS, 1 L

抗体反応用バッファー
- 10xTBS, 1 L
- 10% Tween20, 1 L
- EveryBlot ブロッキングバッファー, 500 mL

二次抗体
- ヤギ抗ウサギIgG（H+L）HRP標識, 2 mL
- ヤギ抗マウスIgG（H+L）HRP標識, 2 mL

化学発光用基質
- Clarity Western ECL Substrate, 200 mL
- Clarity Max Western ECL Substrate, 100 mL





Ordering Information

カタログ番号	製品名	Tetra 電気泳動槽 2枚用	トランスブロット Turbo	ミニトランスブロット モジュール	10xTG 転写 バッファー	パワーパック	試薬セット*	通常価格	**キャンペーン価格**
17011352	トランスブロットTurbo ベストパッケージ	✓	✓			Basic	✓	¥645,000	**¥516,000**
17011353	トランスブロットTurbo 機器パッケージ	✓	✓			Basic		¥425,000	**¥340,000**
17011376	ミニトランスブロット ベストパッケージ	✓		✓	✓	HC	✓	¥522,000	**¥417,600**
1703935J1X2	ミニトランスブロット 機器パッケージ	✓		✓		HC		¥275,000	**¥220,000**

本構成には、転写パックやメンブレンは添付されていません。

 | © 2026 Bio-Rad Laboratories, Inc.

Proteomics

タンパク質精製



ENrich SEC 650 10×300 ゲルろ過カラム

15% OFF


ENrichカラムは効率的、かつ迅速にタンパク質精製を行うために開発された中圧高分離カラム製品シリーズです。 ゲルろ過タイプの本カラムは、均一性と耐圧性が高い約10 µmの親水性ポリメタクリレート樹脂をベースにポアサイズを調節したものです。カラム上下の接続フィッティングは一般的な10-32 (1/16) タイプを採用しており、多くのクロマトグラフィー機器にそのまま接続が可能です。

高分離能を、無理のないコストで

特長

- 平均粒子径10 µmの高耐圧ポリメタクリレート樹脂
- 最大2 mL/minでの送液に対応
- フィッティングは一般的な1/16” タイプを採用
- 1本からでもお求めやすい特別価格





Thyroglobulin	670 kDa
γ-globulin	158 kDa
Ovalbumin	44 kDa
Myoglobin	17 kDa
Vitamin B12	1 kDa

ENrich SEC 650 カラムは、速い流速でも使用できるため簡易的な分析にも有用

ゲルろ過スタンダード (カタログ番号1511901) を分離した例。0.5〜2.0 mL/minまで流速を上げて分離した。高流速でも高い分離能を維持できた。

Ordering Information

カタログ番号	製品名	内径×長さ (mm) / 体積	推奨流速 (最大) (mL/min)	分画範囲	圧力MPa (psi)	通常価格	**キャンペーン価格**
7801650	ENrich SEC 650 10×300 カラム	10×300 / 24 mL	0.75 - 1.25 (2.0)	5 kDa - 650 kDa	4.1 (600)	¥320,000	**¥272,000**

Cellomics

セルカウンター＆遺伝子導入



TC20全自動セルカウンター

30% OFF

コンパクトで使いやすく、再現性の高いデータが得られる哺乳動物細胞用全自動セルカウンター

特長

- オートフォーカスを搭載し最短30秒でカウンティングが完了
- 複数焦点面分析アルゴリズムにより正確な細胞計数を実現
- トリパンブルーによる生細胞数カウントに対応
- PC用ソフトウェアによりデータの再解析も可能
- カウントデータ用のラベルプリンターに対応



Ordering Information

カタログ番号	製品名	通常価格	キャンペーン価格
1450101J1	TC20全自動セルカウンター*	¥530,000	**¥371,000**
1450109J1	TC20全自動セルカウンター*　サーマルプリンター付	¥610,000	**¥427,000**

*共通付属品に、Trypan Blue（1.5 mL）、取扱説明書、カウンティングスライド（30枚）が含まれます。

Gene Pulser™ Xcell エレクトロポレーションシステム

25% OFF

哺乳類、植物、微生物などの多様な細胞種への遺伝子導入を可能にする実績豊富なエレクトロポレーションシステム

特長

- 初代細胞、幹細胞、細菌から酵母まで様々な細胞への遺伝子導入に実績ある一台
- プロトコールの選択や導入後の波形の確認が簡単
- 多様な微生物細胞および哺乳動物細胞に適したプリセットプログラムがインストール済み
- マウス卵のゲノム編集にも適用可能＊

＊Bulletin 6826 Publication List:Electroporation of Nucleic Acid and Proteins for CRISPR-Related Gene Editing



Ordering Information

カタログ番号	製品名	対象細胞	通常価格	キャンペーン価格
1652660J1	Gene Pulser Xcell コンプリートシステム*	細菌／酵母／植物／動物	¥1,697,000	**¥1,272,750**

*付属品に、CEモジュール、PCモジュール、ShockPod、滅菌済みエレクトロポレーションキュベット（0.1 cm、0.2 cm、0.4 cm）がそれぞれ50個ずつ含まれます。
細胞種別のプロトコールはhttps://biorad-ads.com/transfection_protocols/を参照ください。

 © 2026 Bio-Rad Laboratories, Inc.

MicroPulserエレクトロポレーター

25% OFF

大腸菌や酵母などの微生物細胞の形質転換に便利な、簡単でコンパクトなエレクトロポレーションシステム

特長

- 大腸菌を含む代表的な細菌、酵母、粘菌などの遺伝子導入に適したプリセットプログラムが設定済み
- ボタン1つで簡単操作
- コンパクトで省スペースなユニット
- マニュアルによるパラメーター最適化が可能



Ordering Information

カタログ番号	製品名	対象細胞	通常価格	キャンペーン価格
1652100	MicroPulserエレクトロポレーター*	細菌／酵母	¥573,000	**¥429,750**

*付属品に、滅菌済みエレクトロポレーションキュベット（0.1 cm、0.2 cm）が 各5個ずつ含まれます。

エレクトロポレーションキュベット

15% OFF

実績ある滅菌済エレクトロポレーションキュベット
大容量パック購入で、1パック（50個入）あたり最大40%OFF※

※50個入パック単品の通常価格（¥29,500）との比較

特長

- 0.4 cm/0.2 cm/0.1 cmの3種類の電極間距離で多様な細胞種に対応
- ガンマ線滅菌済みで使いやすい個別包装
- キャップの色分けで電極間距離を簡単識別
- Gene Pulser™ Xcellシリーズおよび MicroPulserシリーズで使用可能




Ordering Information

カタログ番号	製品名	入数	適用細胞種	通常価格	キャンペーン価格
1652089B05	エレクトロポレーションキュベット 0.1 cm（茶）	5 × 50個	細菌／酵母	¥119,000	**¥101,150**
1652093		10 × 50個		¥206,900	**¥175,860**
1652086B05	エレクトロポレーションキュベット 0.2 cm（緑）	5 × 50個	細菌／酵母／動物	¥119,000	**¥101,150**
1652092		10 × 50個		¥206,900	**¥175,860**
1652088B05	エレクトロポレーションキュベット 0.4 cm（青）	5 × 50個	動物細胞／植物	¥119,000	**¥101,150**
1652091		10 × 50個		¥206,900	**¥175,860**

その他の期間限定キャンペーン

CFXシリーズ リアルタイムPCRシステム キャンペーン

2026年12月18日まで



優れた温度制御性能とメンテナンスフリーの光学シャトルシステムを搭載したリアルタイムPCRシステム

2〜5色のマルチプレックス検出に対応し、実験の規模や目的に合わせて3機種よりお選びいただけます。

20〜27% OFFの特別価格でご提供中



CFX Opus 96
リアルタイムPCRシステム



CFX Opus 384
リアルタイムPCRシステム



CFX Duet
リアルタイムPCRシステム

▷詳細はこちら：
bio-rad.com/CFXpromo-26jp-BRF

ChemiDocシリーズ キャンペーン

2027年2月26日まで



化学発光、蛍光ウェスタンブロッティング、ゲルイメージング、用途に合わせて選べる多機能イメージャー

総タンパク質によるノーマライズを実現する独自のStain-Freeウェスタンブロッティングに対応し、再現性と信頼性の高い定量解析をサポートします。

20〜37% OFFの特別価格でご提供中



ChemiDoc Go
イメージングシステム



ChemiDoc Touch MP
イメージングシステム



ChemiDoc Touch
イメージングシステム

▷詳細はこちら：
bio-rad.com/Chemi-Promo26jp-BRF

両キャンペーンともに、お問い合わせ・デモ依頼を受付中です。各キャンペーンページのフォームよりご希望をお送りください。

Bio-Rad, GelDoc, Gene Pulser, and Trans-Blot are trademarks of Bio-Rad Laboratories, Inc. in certain jurisdictions. SYBR and SYPRO are trademarks of Thermo Fisher Scientific Inc. Bio-Rad Laboratories, Inc. is licensed by Thermo Fisher Scientific Inc. to sell reagents containing SYBR Green I for use in real-time PCR, for research purposes only. Precision Plus Protein standards are sold under license from Thermo Fisher Scientific Inc., Carlsbad, CA for use only by the buyer of the product. The buyer is not authorized to sell or resell this product or its components. GELGREEN is a trademark of Biotium, Inc. All trademarks herein are the property of their respective owner. © 2026 Bio-Rad Laboratories, Inc. Clarity Max Western ECL Substrate is manufactured for Bio-Rad by Cyanagen Srl and is the subject of U.S. and ex-U.S. patents, including US7855287, EP1950207, US9040252, AU2011202658, CA2742025, US8129136, EP1962095, and CN102313732.

※記載の製品は研究用であり、診断目的にはご利用いただけません。
※価格、仕様などは予告無く変更することがありますので、ご了承ください。価格は2026年11月現在のもので、メーカー希望小売価格（税別）です。

BIO-RAD バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

取扱店

Life Science Group
〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24 TEL:03-6361-7000
※学術的お問い合わせは TEL:03-6404-0331

Z14427L 2610a