研究用

研究応援キャンペーン 2026

Qkine社 成長因子・サイトカイン

20%OFF

期間 2026/11/9 (Mon.) – 2027/2/19 (Fri.) 受注分まで

幹細胞やオルガノイド培養の研究をされている方に役立つ、**Qkine社 アニマルフリー成長因子・サイトカインの対象製品**を、期間限定で希望小売価格より**20%OFF**でご提供いたします。
キャンペーンの対象製品と価格は中面の一覧表でご確認ください。


キャンペーン WEBページは こちら！

Qkine社製品の特長 ■高品質 ■低価格 ■ユニークな改変型タンパク質を開発

CHECK!

高品質：高い再現性を実現！


高純度
不純物による不確実性を排除



Qkine社Activin A (QK001)と
競合他社Activin AのSDS-PAGE染色像

サンプルあたり5 µgを非還元条件で15% w/v SDS-PAGEゲルで電気泳動し、CBB染色した。

ロット間一貫性
いつでも再現性の高い実験を可能に



BMP-4 (QK038)、4ロットの活性評価比較

BMP-4応答性ルシフェラーゼレポーターアッセイによって、4つの異なるロットの生物活性を評価した。

その他特長

- アニマルフリー
- キャリアタンパク質フリー
- 低エンドトキシンレベル
- 無菌性試験実施
- マイコプラズマ試験実施

キャンペーン対象製品は中面でチェック！

CHECK!

低価格：研究コストを削減！（大容量製品も取り扱っております）

成長因子・サイトカインリコンビナントタンパク質製品一覧（キャンペーン対象製品のみ）

アルファベット順	Product	species reactivity	Code	通常価格（税別）▸キャンペーン価格（税別）					
				25 µg	50 µg	100 µg	500 µg	1000 µg	5000 µg
Activin A	human activin A	human	QK001	¥78,000 ▸¥62,400	¥118,000 ▸¥94,400	¥154,000 ▸¥123,200	¥617,000 ▸¥493,600	¥970,000 ▸¥776,000	—
	human activin A PLUS™	human	QK005	¥60,000 ▸¥48,000	¥88,000 ▸¥70,400	¥127,000 ▸¥101,600	¥495,000 ▸¥396,000	¥770,000 ▸¥616,000	—
	human follistatin-resistant activin A (FRACTA)	human	QK035	¥78,000 ▸¥62,400	¥118,000 ▸¥94,400	¥154,000 ▸¥123,200	¥617,000 ▸¥493,600	¥970,000 ▸¥776,000	—
	mouse/rat activin A NEW	mouse/rat	QK012	¥78,000 ▸¥62,400	¥118,000 ▸¥94,400	¥154,000 ▸¥123,200	¥617,000 ▸¥493,600	¥970,000 ▸¥776,000	—
	mouse/rat activin A PLUS™ NEW	mouse/rat	QK014	¥60,000 ▸¥48,000	¥88,000 ▸¥70,400	¥127,000 ▸¥101,600	¥495,000 ▸¥396,000	¥770,000 ▸¥616,000	—
Activin AB	human activin AB NEW	human	QK127	¥109,000 ▸¥87,200	¥154,000 ▸¥123,200	¥276,000 ▸¥220,800	¥1,064,000 ▸¥851,200	¥1,368,000 ▸¥1,094,400	—
Activin B	human activin B NEW	human	QK024	¥100,000 ▸¥80,000	¥145,000 ▸¥116,000	¥189,000 ▸¥151,200	¥770,000 ▸¥616,000	¥1,204,000 ▸¥963,200	—
Activin C	human activin C NEW	human	QK026	¥100,000 ▸¥80,000	¥145,000 ▸¥116,000	¥189,000 ▸¥151,200	¥770,000 ▸¥616,000	¥1,204,000 ▸¥963,200	—
Activin E	human activin E PLUS™	human	QK067	¥100,000 ▸¥80,000	¥145,000 ▸¥116,000	¥189,000 ▸¥151,200	¥770,000 ▸¥616,000	¥1,204,000 ▸¥963,200	—
	human activin E PLUS™ (Avi-tag) NEW	human	QK082	¥100,000 ▸¥80,000	¥145,000 ▸¥116,000	¥189,000 ▸¥151,200	¥770,000 ▸¥616,000	¥1,204,000 ▸¥963,200	—
	mouse activin E PLUS™ (Avi-tag) NEW	mouse	QK008	¥100,000 ▸¥80,000	¥145,000 ▸¥116,000	¥189,000 ▸¥151,200	¥770,000 ▸¥616,000	¥1,204,000 ▸¥963,200	—
BDNF	human BDNF	human	QK050	¥78,000 ▸¥62,400	¥118,000 ▸¥94,400	¥154,000 ▸¥123,200	¥617,000 ▸¥493,600	¥970,000 ▸¥776,000	—
	rat BDNF NEW	rat	QK023	¥78,000 ▸¥62,400	¥118,000 ▸¥94,400	¥154,000 ▸¥123,200	¥617,000 ▸¥493,600	¥970,000 ▸¥776,000	—
Betacellulin	human betacellulin	human	QK123	¥60,000 ▸¥48,000	¥88,000 ▸¥70,400	¥127,000 ▸¥101,600	¥495,000 ▸¥396,000	¥770,000 ▸¥616,000	—
BMP-2	human BMP-2	human	QK007	¥78,000 ▸¥62,400	¥118,000 ▸¥94,400	¥154,000 ▸¥123,200	¥617,000 ▸¥493,600	¥970,000 ▸¥776,000	—
	mouse/rat BMP-2 NEW	mouse/rat	QK009	¥78,000 ▸¥62,400	¥118,000 ▸¥94,400	¥154,000 ▸¥123,200	¥617,000 ▸¥493,600	¥970,000 ▸¥776,000	—
BMP-4	human BMP-4	human	QK038	¥78,000 ▸¥62,400	¥118,000 ▸¥94,400	¥154,000 ▸¥123,200	¥617,000 ▸¥493,600	¥970,000 ▸¥776,000	—
	bovine BMP-4 NEW	bovine	QK135	¥78,000 ▸¥62,400	¥118,000 ▸¥94,400	¥154,000 ▸¥123,200	¥617,000 ▸¥493,600	¥970,000 ▸¥776,000	—
CNTF	human CNTF	human	QK063	¥60,000 ▸¥48,000	¥81,000 ▸¥64,800	¥116,000 ▸¥92,800	¥403,000 ▸¥322,400	¥637,000 ▸¥509,600	—
DKK-1	human DKK-1	human	QK068	¥100,000 ▸¥80,000	¥145,000 ▸¥116,000	¥189,000 ▸¥151,200	¥770,000 ▸¥616,000	¥1,204,000 ▸¥963,200	—
EGF	human EGF	human	QK011	—	—	¥24,000 ▸¥19,200	¥50,000 ▸¥40,000	¥66,000 ▸¥52,800	—
	porcine EGF	porcine	QK064	—	—	¥24,000 ▸¥19,200	¥50,000 ▸¥40,000	¥66,000 ▸¥52,800	—
	mouse EGF	mouse	QK066	—	—	¥24,000 ▸¥19,200	¥50,000 ▸¥40,000	¥66,000 ▸¥52,800	—
EPO	human EPO NEW	human	QK099	¥50,000 ▸¥40,000	¥78,000 ▸¥62,400	¥97,000 ▸¥77,600	¥306,000 ▸¥244,800	¥470,000 ▸¥376,000	—
FGF-1	human FGF-1	human	QK071	—	¥56,000 ▸¥44,800	¥72,000 ▸¥57,600	¥182,000 ▸¥145,600	¥270,000 ▸¥216,000	—
FGF-2	human FGF-2 (145 aa)	human	QK025	—	¥48,000 ▸¥38,400	¥56,000 ▸¥44,800	¥154,000 ▸¥123,200	¥226,000 ▸¥180,800	—
	human FGF-2 (154 aa)	human	QK027	—	¥48,000 ▸¥38,400	¥56,000 ▸¥44,800	¥154,000 ▸¥123,200	¥226,000 ▸¥180,800	—
	bovine/porcine FGF-2 (145 aa)	bovine/porcine	QK040	—	¥48,000 ▸¥38,400	¥56,000 ▸¥44,800	¥154,000 ▸¥123,200	¥226,000 ▸¥180,800	—
	bovine/porcine FGF-2 (154 aa)	bovine/porcine	QK056	—	¥48,000 ▸¥38,400	¥56,000 ▸¥44,800	¥154,000 ▸¥123,200	¥226,000 ▸¥180,800	—
	mouse FGF-2	mouse	QK042	—	¥48,000 ▸¥38,400	¥56,000 ▸¥44,800	¥154,000 ▸¥123,200	¥226,000 ▸¥180,800	—
	chicken/duck FGF-2 (145 aa)	chicken/duck	QK030	—	¥48,000 ▸¥38,400	¥56,000 ▸¥44,800	¥154,000 ▸¥123,200	¥226,000 ▸¥180,800	—
	zebrafish FGF-2	zebrafish	QK002	—	—	¥39,000 ▸¥31,200	¥94,000 ▸¥75,200	¥145,000 ▸¥116,000	—
	salmon FGF-2 (145 aa)	salmon	QK102	—	¥48,000 ▸¥38,400	¥56,000 ▸¥44,800	¥154,000 ▸¥123,200	¥226,000 ▸¥180,800	—
	salmon FGF-2 (154 aa)	salmon	QK103	—	¥48,000 ▸¥38,400	¥56,000 ▸¥44,800	¥154,000 ▸¥123,200	¥226,000 ▸¥180,800	—
	tuna FGF-2 (145 aa)	tuna	QK104	—	¥48,000 ▸¥38,400	¥56,000 ▸¥44,800	¥154,000 ▸¥123,200	¥226,000 ▸¥180,800	—

アルファベット順	Product	species reactivity	Code	通常価格（税別）▸ キャンペーン価格（税別）					
				25 μg	50 μg	100 μg	500 μg	1000 μg	5000 μg
FGF-2	tuna FGF-2 (154 aa)	tuna	QK105	—	¥48,000 ▸ ¥38,400	¥56,000 ▸ ¥44,800	¥154,000 ▸ ¥123,200	¥226,000 ▸ ¥180,800	—
	eel FGF-2 (145 aa)	eel	QK106	—	¥48,000 ▸ ¥38,400	¥56,000 ▸ ¥44,800	¥154,000 ▸ ¥123,200	¥226,000 ▸ ¥180,800	—
	eel FGF-2 (154 aa)	eel	QK107	—	¥48,000 ▸ ¥38,400	¥56,000 ▸ ¥44,800	¥154,000 ▸ ¥123,200	¥226,000 ▸ ¥180,800	—
FGF-2 (FGF2-G3)	FGF2-G3 (145 aa)	speciesneutral	QK052	—	¥56,000 ▸ ¥44,800	¥72,000 ▸ ¥57,600	¥182,000 ▸ ¥145,600	¥270,000 ▸ ¥216,000	—
	FGF2-G3 (154 aa)	speciesneutral	QK053	—	¥56,000 ▸ ¥44,800	¥72,000 ▸ ¥57,600	¥182,000 ▸ ¥145,600	¥270,000 ▸ ¥216,000	—
	bovine/porcine FGF2-G3 (145 aa)	bovine/porcine	QK080	—	¥56,000 ▸ ¥44,800	¥72,000 ▸ ¥57,600	¥182,000 ▸ ¥145,600	¥270,000 ▸ ¥216,000	—
	bovine/porcine FGF2-G3 (154 aa)	bovine/porcine	QK081	—	¥56,000 ▸ ¥44,800	¥72,000 ▸ ¥57,600	¥182,000 ▸ ¥145,600	¥270,000 ▸ ¥216,000	—
FGF-4	human FGF-4	human	QK004	¥50,000 ▸ ¥40,000	¥78,000 ▸ ¥62,400	¥97,000 ▸ ¥77,600	¥306,000 ▸ ¥244,800	¥470,000 ▸ ¥376,000	—
FGF-8a	human FGF-8a	human	QK059	¥60,000 ▸ ¥48,000	¥88,000 ▸ ¥70,400	¥127,000 ▸ ¥101,600	¥495,000 ▸ ¥396,000	¥770,000 ▸ ¥616,000	—
	mouse/rat FGF-8a NEW	mouse/rat	QK020	¥60,000 ▸ ¥48,000	¥88,000 ▸ ¥70,400	¥127,000 ▸ ¥101,600	¥495,000 ▸ ¥396,000	¥770,000 ▸ ¥616,000	—
FGF-8b	human FGF-8b	human	QK057	¥60,000 ▸ ¥48,000	¥88,000 ▸ ¥70,400	¥127,000 ▸ ¥101,600	¥495,000 ▸ ¥396,000	¥770,000 ▸ ¥616,000	—
	mouse FGF-8b NEW	mouse	QK021	¥60,000 ▸ ¥48,000	¥88,000 ▸ ¥70,400	¥127,000 ▸ ¥101,600	¥495,000 ▸ ¥396,000	¥770,000 ▸ ¥616,000	—
FGF-9	human FGF-9	human	QK039	¥60,000 ▸ ¥48,000	¥81,000 ▸ ¥64,800	¥116,000 ▸ ¥92,800	¥403,000 ▸ ¥322,400	¥637,000 ▸ ¥509,600	—
FGF-10	human FGF-10	human	QK003	¥50,000 ▸ ¥40,000	¥78,000 ▸ ¥62,400	¥97,000 ▸ ¥77,600	¥306,000 ▸ ¥244,800	¥470,000 ▸ ¥376,000	—
	rat FGF-10 NEW	rat	QK016	¥50,000 ▸ ¥40,000	¥78,000 ▸ ¥62,400	¥97,000 ▸ ¥77,600	¥306,000 ▸ ¥244,800	¥470,000 ▸ ¥376,000	—
FGF-18	human FGF-18	human	QK069	¥60,000 ▸ ¥48,000	¥88,000 ▸ ¥70,400	¥127,000 ▸ ¥101,600	¥495,000 ▸ ¥396,000	¥770,000 ▸ ¥616,000	—
FGF-19	human FGF-19	human	QK086	¥60,000 ▸ ¥48,000	¥88,000 ▸ ¥70,400	¥127,000 ▸ ¥101,600	¥495,000 ▸ ¥396,000	¥770,000 ▸ ¥616,000	—
Flt3L	human Flt3L	human	QK087	¥100,000 ▸ ¥80,000	¥145,000 ▸ ¥116,000	¥189,000 ▸ ¥151,200	¥770,000 ▸ ¥616,000	¥1,204,000 ▸ ¥963,200	—
G-CSF	human G-CSF	human	QK074	¥78,000 ▸ ¥62,400	¥118,000 ▸ ¥94,400	¥154,000 ▸ ¥123,200	¥617,000 ▸ ¥493,600	¥970,000 ▸ ¥776,000	—
GDF-5	human GDF-5	human	QK070	¥78,000 ▸ ¥62,400	¥118,000 ▸ ¥94,400	¥154,000 ▸ ¥123,200	¥617,000 ▸ ¥493,600	¥970,000 ▸ ¥776,000	—
GDF-11	human GDF-11 (BMP-11) NEW	human	QK126	¥78,000 ▸ ¥62,400	¥118,000 ▸ ¥94,400	¥154,000 ▸ ¥123,200	¥617,000 ▸ ¥493,600	¥970,000 ▸ ¥776,000	—
GDF-15	human GDF-15	human	QK017	¥78,000 ▸ ¥62,400	¥118,000 ▸ ¥94,400	¥154,000 ▸ ¥123,200	¥617,000 ▸ ¥493,600	¥970,000 ▸ ¥776,000	—
GDNF	human GDNF	human	QK051	¥78,000 ▸ ¥62,400	¥118,000 ▸ ¥94,400	¥154,000 ▸ ¥123,200	¥617,000 ▸ ¥493,600	¥970,000 ▸ ¥776,000	—
GM-CSF	human GM-CSF	human	QK076	¥78,000 ▸ ¥62,400	¥118,000 ▸ ¥94,400	¥154,000 ▸ ¥123,200	¥617,000 ▸ ¥493,600	¥970,000 ▸ ¥776,000	—
Gremlin 1	human gremlin 1	human	QK015	—	¥56,000 ▸ ¥44,800	¥72,000 ▸ ¥57,600	¥182,000 ▸ ¥145,600	¥270,000 ▸ ¥216,000	—
HGF	human HGF NK1	human	QK013	¥50,000 ▸ ¥40,000	¥78,000 ▸ ¥62,400	¥97,000 ▸ ¥77,600	¥306,000 ▸ ¥244,800	¥470,000 ▸ ¥376,000	—
	bovine HGF NK1	bovine	QK060	¥50,000 ▸ ¥40,000	¥78,000 ▸ ¥62,400	¥97,000 ▸ ¥77,600	¥306,000 ▸ ¥244,800	¥470,000 ▸ ¥376,000	—
	porcine HGF NK1	porcine	QK061	¥50,000 ▸ ¥40,000	¥78,000 ▸ ¥62,400	¥97,000 ▸ ¥77,600	¥306,000 ▸ ¥244,800	¥470,000 ▸ ¥376,000	—
IFN-γ	human IFN-gamma	human	QK117	—	¥56,000 ▸ ¥44,800	¥72,000 ▸ ¥57,600	¥182,000 ▸ ¥145,600	¥270,000 ▸ ¥216,000	—
IGF-1	human IGF-1	human	QK047	—	—	¥24,000 ▸ ¥19,200	¥50,000 ▸ ¥40,000	¥66,000 ▸ ¥52,800	—
	human IGF-1 LR3	human	QK041	—	—	¥24,000 ▸ ¥19,200	¥50,000 ▸ ¥40,000	¥66,000 ▸ ¥52,800	—
IGF-2	human IGF-2	human	QK118	—	¥56,000 ▸ ¥44,800	¥72,000 ▸ ¥57,600	¥182,000 ▸ ¥145,600	¥270,000 ▸ ¥216,000	—
IL-1β	human IL-1β	human	QK101	¥100,000 ▸ ¥80,000	¥145,000 ▸ ¥116,000	¥189,000 ▸ ¥151,200	¥770,000 ▸ ¥616,000	¥1,204,000 ▸ ¥963,200	—
IL-2	human IL-2	human	QK089	—	¥48,000 ▸ ¥38,400	¥56,000 ▸ ¥44,800	¥154,000 ▸ ¥123,200	¥226,000 ▸ ¥180,800	—
IL-3	human IL-3	human	QK090	¥78,000 ▸ ¥62,400	¥118,000 ▸ ¥94,400	¥154,000 ▸ ¥123,200	¥617,000 ▸ ¥493,600	¥970,000 ▸ ¥776,000	—
IL-4	human IL-4	human	QK092	¥78,000 ▸ ¥62,400	¥118,000 ▸ ¥94,400	¥154,000 ▸ ¥123,200	¥617,000 ▸ ¥493,600	¥970,000 ▸ ¥776,000	—
IL-6	human IL-6	human	QK093	¥78,000 ▸ ¥62,400	¥118,000 ▸ ¥94,400	¥154,000 ▸ ¥123,200	¥617,000 ▸ ¥493,600	¥970,000 ▸ ¥776,000	—

アルファベット順	Product	species reactivity	Code	通常価格（税別）▸ キャンペーン価格（税別）					
				25 µg	50 µg	100 µg	500 µg	1000 µg	5000 µg
IL-7	human IL-7	human	QK095	¥78,000 ▸ ¥62,400	¥118,000 ▸ ¥94,400	¥154,000 ▸ ¥123,200	¥617,000 ▸ ¥493,600	¥970,000 ▸ ¥776,000	—
IL-8	human IL-8	human	QK119	¥60,000 ▸ ¥48,000	¥88,000 ▸ ¥70,400	¥127,000 ▸ ¥101,600	¥495,000 ▸ ¥396,000	¥770,000 ▸ ¥616,000	—
IL-15	human IL-15	human	QK097	¥100,000 ▸ ¥80,000	¥145,000 ▸ ¥116,000	¥189,000 ▸ ¥151,200	¥770,000 ▸ ¥616,000	¥1,204,000 ▸ ¥963,200	—
IL-18	human IL-18 NEW	human	QK100	¥50,000 ▸ ¥40,000	¥78,000 ▸ ¥62,400	¥97,000 ▸ ¥77,600	¥306,000 ▸ ¥244,800	¥470,000 ▸ ¥376,000	—
IL-21	human IL-21 NEW	human	QK129	¥100,000 ▸ ¥80,000	¥145,000 ▸ ¥116,000	¥189,000 ▸ ¥151,200	¥770,000 ▸ ¥616,000	¥1,204,000 ▸ ¥963,200	—
IL-34	human IL-34 PLUS™ NEW	human	QK091	¥109,000 ▸ ¥87,200	¥154,000 ▸ ¥123,200	¥276,000 ▸ ¥220,800	¥1,064,000 ▸ ¥851,200	¥1,368,000 ▸ ¥1,094,400	—
KGF	human KGF (FGF-7)	human	QK046	¥100,000 ▸ ¥80,000	¥145,000 ▸ ¥116,000	¥189,000 ▸ ¥151,200	¥770,000 ▸ ¥616,000	¥1,204,000 ▸ ¥963,200	—
LIF	human LIF	human	QK036	¥60,000 ▸ ¥48,000	¥81,000 ▸ ¥64,800	¥116,000 ▸ ¥92,800	¥403,000 ▸ ¥322,400	¥637,000 ▸ ¥509,600	—
	mouse LIF	mouse	QK018	¥60,000 ▸ ¥48,000	¥81,000 ▸ ¥64,800	¥116,000 ▸ ¥92,800	¥403,000 ▸ ¥322,400	¥637,000 ▸ ¥509,600	—
M-CSF	human M-CSF	human	QK075	¥78,000 ▸ ¥62,400	¥118,000 ▸ ¥94,400	¥154,000 ▸ ¥123,200	¥617,000 ▸ ¥493,600	¥970,000 ▸ ¥776,000	—
Nodal	human nodal NEW	human	QK029	¥100,000 ▸ ¥80,000	¥145,000 ▸ ¥116,000	¥189,000 ▸ ¥151,200	¥770,000 ▸ ¥616,000	¥1,204,000 ▸ ¥963,200	—
Noggin	human noggin	human	QK034	¥78,000 ▸ ¥62,400	¥118,000 ▸ ¥94,400	¥154,000 ▸ ¥123,200	¥617,000 ▸ ¥493,600	¥970,000 ▸ ¥776,000	—
	mouse noggin	mouse/rat	QK033	¥78,000 ▸ ¥62,400	¥118,000 ▸ ¥94,400	¥154,000 ▸ ¥123,200	¥617,000 ▸ ¥493,600	¥970,000 ▸ ¥776,000	—
NRG-1	human NRG-1	human	QK045	—	¥56,000 ▸ ¥44,800	¥72,000 ▸ ¥57,600	¥182,000 ▸ ¥145,600	¥270,000 ▸ ¥216,000	—
NT-3	human NT-3	human	QK058	¥100,000 ▸ ¥80,000	¥145,000 ▸ ¥116,000	¥189,000 ▸ ¥151,200	¥770,000 ▸ ¥616,000	¥1,204,000 ▸ ¥963,200	—
	mouse/rat NT-3 NEW	mouse/rat	QK022	¥100,000 ▸ ¥80,000	¥145,000 ▸ ¥116,000	¥189,000 ▸ ¥151,200	¥770,000 ▸ ¥616,000	¥1,204,000 ▸ ¥963,200	—
OSM	human OSM	human	QK049	¥78,000 ▸ ¥62,400	¥118,000 ▸ ¥94,400	¥154,000 ▸ ¥123,200	¥617,000 ▸ ¥493,600	¥970,000 ▸ ¥776,000	—
PDGF-AA	human PDGF-AA	human	QK043	¥78,000 ▸ ¥62,400	¥118,000 ▸ ¥94,400	¥154,000 ▸ ¥123,200	¥617,000 ▸ ¥493,600	¥970,000 ▸ ¥776,000	—
PDGF-BB	human PDGF-BB	human	QK044	¥78,000 ▸ ¥62,400	¥118,000 ▸ ¥94,400	¥154,000 ▸ ¥123,200	¥617,000 ▸ ¥493,600	¥970,000 ▸ ¥776,000	—
	bovine PDGF-BB	bovine	QK079	¥78,000 ▸ ¥62,400	¥118,000 ▸ ¥94,400	¥154,000 ▸ ¥123,200	¥617,000 ▸ ¥493,600	¥970,000 ▸ ¥776,000	—
R-spondin 1	human R-spondin 1 LR5	human	QK031	¥60,000 ▸ ¥48,000	¥81,000 ▸ ¥64,800	¥116,000 ▸ ¥92,800	¥403,000 ▸ ¥322,400	¥637,000 ▸ ¥509,600	—
	human R-spondin 1	human	QK006	¥60,000 ▸ ¥48,000	¥81,000 ▸ ¥64,800	¥116,000 ▸ ¥92,800	¥403,000 ▸ ¥322,400	¥637,000 ▸ ¥509,600	—
R-spondin 3	human R-spondin 3	human	QK032	¥60,000 ▸ ¥48,000	¥81,000 ▸ ¥64,800	¥116,000 ▸ ¥92,800	¥403,000 ▸ ¥322,400	¥637,000 ▸ ¥509,600	—
SCF	human SCF	human	QK078	¥60,000 ▸ ¥48,000	¥88,000 ▸ ¥70,400	¥127,000 ▸ ¥101,600	¥495,000 ▸ ¥396,000	¥770,000 ▸ ¥616,000	—
	mouse SCF	mouse	QK077	¥78,000 ▸ ¥62,400	¥118,000 ▸ ¥94,400	¥154,000 ▸ ¥123,200	¥617,000 ▸ ¥493,600	¥970,000 ▸ ¥776,000	—
Shh	human Shh	human	QK055	¥60,000 ▸ ¥48,000	¥81,000 ▸ ¥64,800	¥116,000 ▸ ¥92,800	¥403,000 ▸ ¥322,400	¥637,000 ▸ ¥509,600	—
TGF-β1	human TGF-β1 PLUS™	human	QK010	¥100,000 ▸ ¥80,000	¥145,000 ▸ ¥116,000	¥189,000 ▸ ¥151,200	¥770,000 ▸ ¥616,000	¥1,204,000 ▸ ¥963,200	—
TGF-β2	human TGF-β2	human	QK072	¥100,000 ▸ ¥80,000	¥145,000 ▸ ¥116,000	¥189,000 ▸ ¥151,200	¥770,000 ▸ ¥616,000	¥1,204,000 ▸ ¥963,200	—
TGF-β3	human TGF-β3	human	QK054	¥100,000 ▸ ¥80,000	¥145,000 ▸ ¥116,000	¥189,000 ▸ ¥151,200	¥770,000 ▸ ¥616,000	¥1,204,000 ▸ ¥963,200	—
	porcine TGF-β3	porcine	QK084	¥100,000 ▸ ¥80,000	¥145,000 ▸ ¥116,000	¥189,000 ▸ ¥151,200	¥770,000 ▸ ¥616,000	¥1,204,000 ▸ ¥963,200	—
	mouse TGF-β3 NEW	mouse	QK019	¥100,000 ▸ ¥80,000	¥145,000 ▸ ¥116,000	¥189,000 ▸ ¥151,200	¥770,000 ▸ ¥616,000	¥1,204,000 ▸ ¥963,200	—
TNF-α	human TNF-alpha	human	QK083	¥50,000 ▸ ¥40,000	¥78,000 ▸ ¥62,400	¥97,000 ▸ ¥77,600	¥306,000 ▸ ¥244,800	¥470,000 ▸ ¥376,000	—
TPO	human TPO NEW	human	QK098	¥100,000 ▸ ¥80,000	¥145,000 ▸ ¥116,000	¥189,000 ▸ ¥151,200	¥770,000 ▸ ¥616,000	¥1,204,000 ▸ ¥963,200	—
VEGF	human VEGF 165	human	QK048	¥78,000 ▸ ¥62,400	¥118,000 ▸ ¥94,400	¥154,000 ▸ ¥123,200	¥617,000 ▸ ¥493,600	¥970,000 ▸ ¥776,000	—
Vitronectin	human vitronectin	human	QK120	—	—	—	¥39,000 ▸ ¥31,200	—	¥154,000 ▸ ¥123,200
	bovine vitronectin	bovine	QK121	—	—	—	¥153,000 ▸ ¥122,400	—	¥602,000 ▸ ¥481,600
	porcine vitronectin	porcine	QK122	—	—	—	¥153,000 ▸ ¥122,400	—	¥602,000 ▸ ¥481,600


製品ピックアップ

human IL-34 PLUS™ (QK091)

インターロイキン-34（IL-34）は、単球、マクロファージ、破骨細胞の分化、生存、活性化を調節するサイトカインです。IL-34は、皮膚のランゲルハンス細胞や脳のミクログリアなどの組織常在マクロファージの発生と維持に重要な役割を果たします。human IL-34 PLUS™（QK091）は iPS 細胞からミクログリアへの分化にご利用いただけます。


human IL-34 PLUS™（QK091）と競合他社 IL-34との活性評価比較

CSF1R受容体を共導入したHEK293細胞においてSREレポーターアッセイにおいて、human IL-34 PLUS™（QK091）（緑）は競合A（哺乳細胞発現系：黒）と同程度で、競合B（哺乳細胞発現系：青）、競合E（細菌発現系：赤）よりも高い活性を示しています。



human IL-34 PLUS™（QK091）等による分化誘導後のiPS細胞のミクログリアマーカー染色

human IL-34 PLUS™（QK091）等により分化誘導したiPSC由来細胞について、ミクログリア表現型を獲得したことが確認されました。分化後の細胞体が小さく、細く高度に分岐した突起を持つ細胞が含まれており、これはin vitroにおけるミクログリアの特徴である分岐形態と一致しました。マーカー染色により、ミクログリア特異的タンパク質の発現が確認された。IBA1染色（赤）は細胞質全体で検出され、P2RY12染色（緑）は細胞体と細胞膜に局在しており、ミクログリアの同一性を示しました。




培養プレート：
位相差[A]、P2RY12とHoechst 33258[B]、P2RY12[赤、C]、IBA-1、P2RY12とHoechst 33258[D]、IBA-1とHoechst 33258[E]、IBA-1[緑、F]。
画像はEVOS M5000システムを使用して取得しました（スケールバー = 150 µm）。

human BDNF (QK050)

脳由来神経栄養因子（BDNF）はニューロトロフィンファミリーの一員であり、神経の発達、維持、そして機能に重要な役割を果たします。神経新生を刺激するだけでなく、シナプス可塑性と神経保護の主要な調節因子でもあります。BDNF はニューロンの維持、そしてヒト多能性幹細胞由来神経前駆細胞を皮質ニューロン、運動ニューロン、そして皮質オルガノイドへと分化・成熟させるために用いられます。

iPS細胞のドーパミン神経細胞への分化

BDNF（QK050）、FGF8a（QK059）、GDNF（QK051）、TGFβ3（QK054）を使用し、iPS細胞を成熟ドーパミン作動性ニューロンに分化。
下図：iPS細胞から35日目に分化した成熟ドーパミン作動性ニューロン
（A：スケールバー = 750 µm、B：スケールバー = 300 µm）。




human TPO (QK098)


トロンボポエチン（TPO）は、巨核球の産生と分化を誘導し、血小板産生を調節するサイトカインです。TPOリコンビナントタンパク質は、造血幹細胞の自己複製、維持に利用されています。

human TPO (QK098) と競合他社TPOとの活性評価比較

TPO 応答性定量的ルシフェラーゼレポーターアッセイによる評価により、TPO（QK098）（緑）は競合他社の TPO（黒）よりも高い生物活性を有していることが確認されています。

QK098（Lot #204752）	EC50	4.7 ng/mL
競合他社製品	EC50	70.2 ng/mL





本キャンペーンの割引適用外ですが、キットの販売もございます。またQkine社では引き続き成長因子・サイトカインの開発、発売を計画しており、製品ラインナップをさらに拡充予定です。
新しい製品情報は右記のQRコードよりご確認ください。

Qkine社について

Qkine社は、2016年にケンブリッジ大学のMarko Hyvönen博士の研究室から独立し設立されました。
Marko Hyvönen博士の研究室で開発された独自の製造プロセスとタンパク質工学技術を組み合わせて、生物活性を有する高純度のアニマルフリーのリコンビナントタンパク質を製造しています。
Qkine社のリコンビナントタンパク質は、すべてQkine社の動物由来成分フリー（ADCF）ラボで製造され、非常に厳格で堅牢な品質管理基準に合格した製品を提供することにより、肝細胞研究、オルガノイド研究、再生医療分野の研究開発をサポートしています。

オルガノイド等の培養において、本製品を他の因子との組合せで使用する場合、当該他の因子の使用等に第三者の特許が存在する可能性がございます。本製品は、他の因子との組合せによる使用等まで保証するものではございませんので、当該他の因子との組合せで使用する場合に関しては、ご所属の知財部・調査機関へご確認のうえ、本製品をご利用ください。

本紙記載の製品は研究用です。診断および治療目的には使用いただけません。
記載内容は2026年11月時点の情報です。最新の情報は当社までお問い合わせください。ご使用の際には、データシートをよくお読みください。
Copyright © MEDICAL & BIOLOGICAL LABORATORIES CO., LTD. All Rights Reserved.

2026.11 158076

MBL 株式会社 医学生物学研究所

〒105-0012 東京都港区芝大門2丁目11番8号 住友不動産芝大門二丁目ビル
E-mail support@mbl.co.jp URL https://ruo.mbl.co.jp/